


제품명칭	멸균거즈
제품규격	2"/8겹/5매/20포
참고그림	
용도	환자 치료에 사용되는 멸균 거즈
주요제원 및 성능	● 외상 치료용 ● 상처나 환부 드레싱용 ● 개봉 후 즉시 사용해야 한다. ● 일회용으로 사용해야 한다. ● 반드시 멸균된 핀셋 또는 멸균장갑으로 사용해야 한다. ● 포장단위 : 1포(5매) X 20포 ● 유효기간 : 제조일로부터 36개월 ● 규격 : 2"/8겹/5매/20포


제품명칭	멸균거즈
제품규격	3"/8겹/5매/20포
참고그림	
용도	구조 구급 활동 과정에서 사용하는 멸균 소독거즈
주요제원 및 성능	● 외상 치료용 ● 상처나 환부 드레싱용 ● 개봉 후 즉시 사용해야 한다. ● 일회용으로 사용해야 한다. ● 반드시 멸균된 핀셋 또는 멸균장갑으로 사용해야 한다. ● 포장단위 : 1포(5매) X 20포 ● 유효기간 : 제조일로부터 36개월 ● 규격 : 3"/8겹/5매/20포

제품명칭	멸균거즈
제품규격	4"/8겹/5매/20포
참고그림	
용 도	구조 구급 활동 과정에서 사용하는 멸균 소독거즈
주요제원 및 성 능	● 외상 치료용 ● 상처나 환부 드레싱용 ● 개봉 후 즉시 사용해야 한다. ● 일회용으로 사용해야 한다. ● 포장단위 : 1포(5매) X 20포 ● 규격 : 4"/8겹/5매/20포

제품명칭	외과용패드
제품규격	18cm*18cm / 20입
참고그림	
용 도	구조 구급 활동 시 사용하는 외과용 거즈
주요제원 및 성 능	● 비멸균된 제품의 거즈여야 한다. ● 18cm x 18cm x 20매로 포장되어 있어야 한다.

제품명칭	멸균 외과용패드
제품규격	18cm x 18cm
참고그림	
용 도	구조 구급 활동 시 사용하는 외과용 거즈
주요제원 및 성 능	● 멸균된 제품의 거즈여야 한다. ● 규격 : 18cm x 18cm

제품명칭	탄력붕대
제품규격	2, 3, 4, 6인치
참고그림	
용 도	구조 구급 활동 과정에서 사용하는 압박붕대
주요제원 및 성 능	● 비멸균 제품 ● 사이즈 2", 3", 4", 6" ● 100% 섬유만을 사용해야 한다. ● 탄력과 통풍성이 뛰어나야 한다. ● 관절 및 환부의 시술 후 활동성과 착용감이 우수해야 한다. ● 개별 포장되어 있어야 한다. ● 구성 : 12ROLL / 1BOX

제품명칭	탄력붕대
제품규격	4인치
참고그림	
용도	구조 구급 활동 과정에서 사용하는 압박붕대
주요제원 및 성능	● 멸균 제품 ● 사이즈 4" ● 100% 섬유만을 사용해야 한다. ● 탄력과 통풍성이 뛰어나야 한다. ● 관절 및 환부의 시술 후 활동성과 착용감이 우수해야 한다. ● 개별 포장되어 있어야 한다. ● 구성 : 12ROLL / 1BOX

제품명칭	코반 접착식붕대
제품규격	Coban 1인치
참고그림	 *참고용 사진입니다*
용 도	핀이나 반창고 없이 고정되는 자체 접착식 탄력붕대
주요제원 및 성 능	● 가볍고 편안해야 한다. ● 환자에게 밀착성이 우수해야 한다. ● 일차 드레싱을 보호하고 우수한 통기성을 가져야 한다. ● 1인치

제품명칭	Surginet
제품규격	5호, 6호
제품사진	 *참고용 사진입니다*
용 도	드레싱 위해 거즈를 고정시키기 위한 망
주요제원 및 성 능	● 어느 부위든 쉽게 감쌀 수 있어야 한다. ● 용도에 따라 쉽게 잘라서 사용할 수 있어야 한다. ● 탄력이 오래 유지되고 변형이 없어야 한다. ● 머리, 가슴, 어깨, 팔꿈치, 무릎 등에 사용할 수 있어야 한다. ● 환부에 거즈를 부착하고도 움직임이 편해야 한다. ● 환부에 통기성 증가 (화상 부위에 효과적) ● 순면소재로 제작되어 피부염, 피부 발진 등의 부작용을 방지하여야 한다. ● 상처 치료 시 사용자 본인이 편하게 사용 가능하여야 한다.

제품명칭	면반창고
제품규격	7.5 x 330cm
참고그림	
용도	상처부위의 붕대 등을 고정
주요제원 및 성능	● 환부의 크기에 따라 적당한 길이로 붙일 수 있어야 한다. ● 크기 : 7.5 x 330cm ● 구성 : 10개입 1박스

제품명칭	종이반창고
제품규격	1인치 / 살색
참고그림	
용 도	의료용으로 사용되는 반창고
주요제원 및 성 능	● 규격 : 2.54cm × 914cm, 12입 ● 색상 : 살색 ● 다용도 사용이 가능하여 아기나 노약자 피부에도 사용이 가능해야 한다. ● 피부에 부드럽게 부착되어야 한다. ● 피부가 민감한 환자에게도 사용 가능한 latex-free, 저알러지성 반창고여야 한다. ● 높은 통기성으로 피부의 손상을 완화하여야 한다. ● 축축한 피부에서의 점착력도 우수하여야 한다.

제품명칭	면실크반창고
제품규격	듀라포 1인치
참고그림	
용도	의료용으로 사용되는 반창고
주요제원 및 성능	● 규격 : 2.5cm × 914cm, 12입 ● 직조된 부드러운 천으로 높은 강도를 제공하여야 한다. ● 쉽게 찢어지며 가위가 필요 없어야 한다.

제품명칭	플라스틱 반창고
제품규격	트랜스포 1인치
참고그림	
용도	의료용으로 사용되는 반창고
주요제원 및 성능	● 규격 : 2.5cm × 914cm, 12입 ● 플라스틱 테이프 ● IV카테터나 기기 등의 site가 예민하지 않고 움직임이 적은 곳에 고정시킬 수 있어야 한다. ● 적절한 탄력성이 있어야 한다. ● 투명하여 테이프 제거 없이도 관찰이 가능하여야 한다. ● 피부 환기가 가능하여 피부 박리가 감소해야 한다. ● 양방향으로 쉽게 찢을 수 있어 가위가 필요 없어야 한다. ● 순응성이 좋아 압력적용이 가능하여야 한다.

제품명칭	고막체온계 필터
제품규격	20입
참고그림	
용도	브라운 귀속 체온계 비닐캡
주요제원 및 성능	● 브라운 체온계에 사용할 수 있는 비닐캡이어야 한다. ● 일회용 제품 ● 규격 : 20개입 1박스

제품명칭	덴탈마스크
제품규격	성인 / 50입
참고그림	
용 도	일회용 마스크
주요제원 및 성 능	● 3중 필터로 안전하게 사용할 수 있어야 한다. ● 50입 1박스

제품명칭	비말차단용마스크(덴탈)
제품규격	KF-AD
참고그림	
용 도	비말 차단용 덴탈마스크
주요제원 및 성 능	● 규격 : 50매

제품명칭	KF94
제품규격	대형 / 50입
참고그림	
용 도	황사 및 감염원 차단을 위해 사용하는 마스크
주요제원 및 성 능	● 3중 구조로 황사, 미세먼지 등 입자성 유해물질 및 감염원으로부터 호흡기를 보호할 수 있어야 한다. ● 얼굴 굴곡에 맞는 디자인으로 호흡이 편안하고 착용감이 우수하여야 한다. ● 규격 : 50매 1박스

제품명칭	2급 방진마스크
제품규격	3M 8210
참고그림	
용 도	구급활동시 오염된 대기로부터 보호하는 장비
주요제원 및 성 능	● 색상 : 백색 ● 재질 : 다중 부직포 ● 착용감이 뛰어나야 한다. ● 포집효율이 좋아야 한다. ● 포장 : 1박스 20입

제품명칭	비강캐놀라
제품규격	성인용 / 소아용 / 영아용
참고그림	
용 도	산소가 필요한 환자에게 비강을 통해 산소를 공급해줄 수 있는 장비
주요제원 및 성 능	● 환자의 비강에 착용할 수 있는 형태로 되어 있어야 한다. ● 산소 유량조절장치와 연결할 수 있는 충분한 길이의 튜브가 연결되어 있어야 한다. ● 투명한 재질로 되어 있어야 한다. ● 재질 : soft PVC ● 일회용 제품


제품명칭	산소마스크(안면마스크)
제품모델	성인용 / 소아용
참고그림	
용 도	산소가 필요한 환자에게 산소를 원활하게 공급해줄 수 있는 일회용 산소마스크
주요제원 및 성 능	● 고정시킬 수 있는 머리 끈이 부착되어 있어야 한다. ● 투명하여 내부가 보일 수 있어야 한다. ● 일회용 제품 ● 구성 : 산소마스크 + 산소연결관

제품명칭	산소마스크 (안면마스크)
제품모델	영아용
참고그림	
용 도	산소가 필요한 환자에게 산소를 원활하게 공급해줄 수 있는 일회용 산소마스크
주요제원 및 성 능	● 영아용이어야 한다. ● 투명하여 내부가 보일 수 있어야 한다. ● 일회용 제품이어야 한다. ● 구성 : 산소마스크 + 산소연결관


제품명칭	비재호흡마스크
제품모델	성인용 / 소아용
참고그림	
용 도	재호흡을 방지하여 환자에게 고농도(80-100%)의 산소를 공급하는 기구
주요제원 및 성 능	● 일회용 제품이어야 한다. ● 환자의 안면부에 착용할 수 있는 형태로 되어 있어야 한다. ● 안면부에 고정할 수 있는 고정밴드가 있어야 한다. ● 환자의 상태를 확인할 수 있도록 투명한 재질로 되어 있어야 한다. ● 산소저장용 백과 재호흡 방지 밸브가 있어야 한다. ● 산소 유량조절장치와 연결할 수 있는 충분한 길이의 튜브가 연결되어 있어야 한다. ● 구성 : 산소마스크+산소연결관(2m)+산소저장주머니+실리콘커프

제품명칭	비재호흡마스크
제품모델	영아용
참고그림	
용도	재호흡을 방지하여 환자에게 고농도(80-100%)의 산소를 공급하는 기구
주요제원 및 성능	● 영아용이어야 한다. ● 일회용 제품이어야 한다. ● 환자의 안면부에 착용할 수 있는 형태로 되어 있어야 한다. ● 안면부에 고정할 수 있는 고정밴드가 있어야 한다. ● 환자의 상태를 확인할 수 있도록 투명한 재질로 되어 있어야 한다. ● 산소저장용 백과 재호흡 방지 밸브가 있어야 한다. ● 산소 유량조절장치와 연결할 수 있는 충분한 길이의 튜브가 연결되어 있어야 한다. ● 구성 : 얼굴마스크+산소연결관+산소저장주머니+실리콘커프

제품명칭	산소연결줄
제품규격	2m
참고그림	
용 도	환자에게 산소공급을 원활하게 해주는 호스
주요제원 및 성 능	● 일회용 제품 ● EO gas 멸균포장지에 포장 ● 재질 : soft PVC ● 규격 : 2m

제품명칭	구강기도유지기
제품규격	Airway
참고그림	 
용 도	응급상황에서 구강 내에 삽입하여 기도 개방을 도와주는 기구
주요제원 및 성 능	● 색깔로 구분하여 쉽게 사용할 수 있도록 되어 있어야 한다. ● 끝부분이 둥글게 처리되어 있어 삽입 시 구강점막에 손상을 주지 않아야 한다. ● 구성규격은 수요자의 요구에 의해 지정될 수 있다. ● 낱개로 구매가 가능하여야 한다. ● 구성 - 4cm, 5cm, 6cm, 7cm, 8cm, 9cm, 10cm, 11cm

제품명칭	코인두기도기
제품규격	Nasal Airway
참고그림	
용 도	환자의 입 속에 상처 시 비강으로 삽관시켜주는 기구
주요제원 및 성 능	● 라텍스 프리 ● 개별 멸균 포장되어 있어야 한다. ● 튜브에 상아 가루가 입혀져 있어 사용 시 점막에 출혈을 최소화 하여야 한다. ● 환자의 연령 및 기도(비강) 크기에 따라 다양한 규격으로 갖추어져 있어 응급 시 선택적으로 사용할 수 있어야 한다. ● 각 크기별 세트 또는 개별로 구성되어 있어야 한다. ● 사이즈 : 18fr, 20fr, 22fr, 24fr, 26fr, 28fr, 30fr, 32fr

제품명칭	기도삽관튜브
제품규격	스타일렛 포함
참고그림	
용 도	환자의 기도 확보를 유지하기 위한 장비
주요제원 및 성 능	● 튜브에는 호흡의 누수를 방지하는 Cuff가 있어야 한다. ● 각 Tube에는 길이를 판단할 수 있는 눈금이 있어야 한다. ● 튜브의 바깥쪽 끝은 수동식/자동식 인공 호흡기와 호환적으로 연결이 가능하여야 한다. ● 튜브는 투명한 재질이어야 한다. ● 사이즈 : 6.5, 7, 7.5, 8

제품명칭	석션카테타
제품규격	멸균포장
참고그림	
용 도	기관 내에 고인 이물질 제거 시 사용하는 물품
주요제원 및 성 능	● 재질 : 라텍스 ● 부드럽게 삽입이 가능하여야 한다.

제품명칭	알콜스왑
제품규격	100매
참고그림	
용도	에탄올이 흡착되어 있는 백색의 레이온 스테이플면
주요제원 및 성능	● 성상 : 에탄올을 흡착시켜 만든 부직포 ● 효능·효과 : 피부, 창상 부위의 소독, 의료용구의 소독 ● 저장방법 : 기밀용기, 실온보관 ● 수량 : 100매 날개포장

제품명칭	투명방수밴드
제품규격	테가덤 / 1622W
참고그림	
용도	상처 부위에 삼출물이 말라 딱지가 생기는 것을 방지하고 상처가 자극 없이 보호
주요제원 및 성능	● 규격 : 4.4cm X 4.4cm, 100매입 ● 투명 필름이므로 드레싱 제거 없이 관찰이 가능해야 한다. ● 우수한 활동성과 편안함을 제공해야 하며, 환자는 샤워가 가능해야 한다. ● 거즈 드레싱보다 장기간 유지할 수 있어야 한다. ● 사진틀 형태로 되어 있어 드레싱 하기에 쉽고 편리하며 낭비가 없어야 한다. ● 방수 기능을 가진 필름이 있어 드레싱을 간단하게 고정하며 외부 오염을 막아야 한다. ● 피부 기능이 정상적으로 유지될 수 있게, 드레싱을 통한 산소의 유입과 땀의 방출이 가능하여야 한다. ● 멸균처리 되어 있어 세균의 외부 오염으로부터 보호해 주어야 한다.

제품명칭	투명방수밴드
제품규격	6cm X 7cm
참고그림	
용도	상처 부위에 삼출물이 말라 딱지가 생기는 것을 방지하고 상처가 자극 없이 보호
주요제원 및 성능	● 규격 : 6cm X 7cm, 100매입 ● 투명 필름이므로 드레싱 제거 없이 관찰이 가능하여야 한다. ● 우수한 활동성과 편안함을 제공해야 하며, 환자는 샤워가 가능하여야 한다. ● 거즈 드레싱보다 장기간 유지할 수 있어야 한다. ● 사진틀 형태로 되어 있어 드레싱 하기에 쉽고 편리하며 낭비가 없어야 한다. ● 방수 기능을 가진 필름이 있어 드레싱을 간단하게 고정하며 외부 오염을 막아야 한다. ● 피부 기능이 정상적으로 유지될 수 있게, 드레싱을 통한 산소의 유입과 땀의 방출이 가능하여야 한다. ● 멸균처리 되어 있어 세균의 외부오염으로부터 보호해 주어야 한다.

제품명칭	투명방수밴드
제품규격	테가덤 / 1626W
참고그림	
용도	상처 부위에 삼출물이 말라 딱지가 생기는 것을 방지하고 상처가 자극 없이 보호
주요제원 및 성능	● 규격 : 10cm X 12cm, 50매입 ● 투명 필름이므로 드레싱 제거 없이 관찰이 가능해야 한다. ● 우수한 활동성과 편안함을 제공해야 하며, 환자는 샤워가 가능해야 한다. ● 거즈 드레싱 보다 장기간 유지할 수 있어야 한다. ● 사진틀 형태로 되어 있어 드레싱 하기에 쉽고 편리하며 낭비가 없어야 한다. ● 방수 기능을 가진 필름이 있어 드레싱을 간단하게 고정하며 외부 오염을 막아야 한다. ● 피부 기능이 정상적으로 유지될 수 있게, 드레싱을 통한 산소의 유입과 땀의 방출이 가능하여야 한다. ● 멸균처리 되어 있어 세균의 외부오염으로부터 보호해주어야 한다.

제품명칭	투명방수밴드
제품규격	테가덤 I.V Advanced
참고그림	
용 도	상처 부위에 삼출물이 말라 딱지가 생기는 것을 방지하고 상처가 자극 없이 보호
주요제원 및 성 능	● 규격 : 6.5 * 7cm / 100입 ● 드레싱이 투명하여 정맥주사 삽입부위를 관찰하기 용이하여야 한다. ● 세균으로부터 정맥주사부위를 보호하여야 한다. ● 다이아몬드 패턴 점착 기술로 공기투과도가 높아야 한다. ● 정맥주사 고정에 적합하도록 효율적인 모양으로 디자인되어야 한다. ● 드레싱 중앙의 흡은 카테터를 고정하기 용이하여야 한다.

제품명칭	슈퍼픽스 IV
제품규격	7 X 8.8 / 50매
참고그림	
용도	의료기기 등을 일시적으로 고정하거나 잡아주기 위해 사용하는 기구
주요제원 및 성능	● 무자극성 점착제 사용으로 피부 트러블을 최소화하여야 한다. ● 수액튜브 및 카테터를 편리하게 고정할 수 있어야 한다. ● 일회용 제품이어야 한다.

제품명칭	고무줄밴드
제품규격	1m
참고그림	
용 도	혈관압박용 지혈대
주요제원 및 성 능	● 혈관을 잡을 때 혈관 압박용으로 사용할 수 있어야 한다. ● 길이 : 1m


제품명칭	angio-needle(특수바늘)
제품규격	18, 20, 22, 24G
참고그림	 * 참고용 사진입니다 *
용 도	약품을 인체에 직접 주입하기위해 사용하는 의료용구
주요제원 및 성 능	● 재질 : 멸균 처리된 플라스틱 ● 용도외 사용을 금함

제품명칭	주사바늘 폐기용기
제품규격	1L
참고그림	
용 도	주사바늘 등의 의료폐기물의 2차 감염 예방을 위해 안전하게 보관 폐기하기 위해 사용하는 소모품
주요제원 및 성 능	● 재질 : 플라스틱 ● 용도 외 사용을 금함

제품명칭	니들박스
제품규격	2L
참고그림	
용도	주사바늘 등의 의료폐기물의 2차 감염 예방을 위해 안전하게 보관 폐기하기 위해 사용하는 소모품
주요제원 및 성능	● 재질 : 플라스틱 ● 용도 외 사용을 금함

제품명칭	수액세트
제품규격	무침
참고그림	
용도	수액 투여 시 사용하는 수액세트
주요제원 및 성능	● 재질 : PVC / Disposable ● 용도 외 사용을 금함

제품명칭	수액세트
제품규격	3FY4-226 (Y관 + 필터 + 3way)
참고그림	
용 도	정맥에 바늘 또는 카테터를 삽입하여 용기에 있는 약액을 주입하는 기구
주요제원 및 성 능	● 용도 외 사용을 금함 ● 규격 : 30입

제품명칭	정맥주사세트
제품규격	IV세트(6종 1세트)
참고그림	
용도	약품을 인체에 직접 주입하기 위해 사용하는 의료용구
주요제원 및 성능	● 재질 : 멸균 처리된 플라스틱 수액관 ● 용도 외 사용을 금함 ● 규격 : IV세트(6종 1세트)

제품명칭	3way stopcock
제품규격	
참고그림	
용 도	혈관 접속용 장비
주요제원 및 성 능	● 혈액 투석이나 만성 질환자의 혈관에 접속하는 데에 사용하여야 한다. ● 멸균 소독된 제품이어야 한다. ● 용도 외 사용을 금하여야 한다. * 본 내용들은 사전 통보 없이 변경될 수도 있습니다.

제품명칭	수액연장선
제품규격	3way / 10cm
참고그림	
용 도	수액 연결줄
주요제원 및 성 능	● 멸균 소독된 제품이어야 한다. ● 용도 외 사용을 금하여야 한다.

제품명칭	주사기
제품규격	
참고그림	 *참고용 사진입니다*
용 도	일정량의 주사제를 체내에 투여하기 위하여 사용
주요제원 및 성 능	● 규격 : 20, 50ml ● 용도 외 사용을 금함

제품명칭	심실 제세동 패치
제품규격	ZOLL CPR stat padz / 성인
제품사진	
용 도	심실세동 환자의 가슴에 부착하여 심실 제세동기와 연결해 제세동을 하는 장비
주요제원 및 성 능	● 버튼이 있어 누르면 CPR 작동 표시가 되어야 한다. ● 흉부 압박에 대한 가이드 기능이 있어야 한다. ● 제세동기에 연결 시 제세동기 패드가 연결되어 있음이 Monitor에 표시되어야 한다. ● 제세동기를 제조한 ZOLL사 제품(순정품)이어야 한다. ● 패드 부착이 간편하여 응급상황에서 신속히 사용할 수 있어야 한다. ● 환자의 가슴에 패드 부착 시 접착력이 우수하여 떨어지지 않아야 한다. ● 패드와 케이블이 일체형으로 되어 있어야 한다. ● 패드에 부착 위치 표시가 되어 있어 부착 위치에 혼동이 없어야 한다. ● 패드가 밀봉되어 있어야 하며 밀봉된 겉면에는 유효기간이 표시되어 있어야 한다. ● 제세동기의 환자 케이블과 결속 시 단방향으로만 결속시킬 수 있어야 한다. ● 식품의약품안전청의 허가를 받은 제품이어야 한다. ● 사용 유효기간이 최소 납품일로부터 12개월 이상이어야 한다.

제품명칭	제세동패치
제품규격	CU-SP1
제품사진	
용 도	심장마비 환자의 흉벽에 전극을 붙여 심전도 분석 및 전기 쇼크를 전달하는 의료용 전극
주요제원 및 성 능	● 제조사 CU메디칼시스템사의 자동 제세동기 허가사항에 구성된 제품(순정품)이어야 한다. ● 성인용 제세동 전극으로 일회용으로 사용해야 한다. ● 패드 부착이 간편하여 응급상황에서 신속히 사용할 수 있어야 한다. ● 환자의 가슴에 패드 부착 시 접착력이 우수하여 떨어지지 않아야 한다. ● 패드에 부착 위치가 표시되어 있어 부착 위치에 혼동이 없어야 한다. ● 전기충격 및 심전도 모니터링이 동시에 가능해야 한다. ● 사용자의 안전을 위해 전극과 케이블이 일체형이어야 한다. ● 젤이 건조하는 것을 방지하기 위해 완전 밀봉되어 있어야 한다. ● 포장 겉면에는 유효기간이 표시되어 있어야 한다. ● 사용 유효기간이 최소 납품 일로부터 12개월 이상이어야 한다. ● 포장크기 : 140 X 190mm (±2mm) (가로 X 세로) ● 무게 : 110 ± 10g ● 식약청 품목 신고를 획득해야 한다.

제품명칭	심실 제세동 패치
제품규격	ZOLL / 소아용
참고그림	 The image shows the ZOLL pedi-padz Pediatric Pacer/Defibrillator pads. It includes a white plastic packaging bag with the brand name 'pedi-padz' and 'multi-function' printed on it. Below the bag, there are two yellow adhesive pads. One pad is rectangular and labeled 'ZOLL PEDIATRIC PACE/DEFIB BACK'. The other is circular and labeled 'ZOLL PEDIATRIC PACE/DEFIB FRONT'. Both pads have white wires attached to them, and the rectangular pad has a small yellow connector at the end of its wire.
용도	심실세동환자의 가슴에 부착하여 심실제세동기와 연결해 제세동을 하는 장비
주요제원 및 성능	● ZOLL 제세동기에 연결하여 사용할 수 있어야 한다. ● 제세동기에 연결 시 제세동기가 패드가 연결되어 있음을 인지할 수 있어야 한다. ● 제세동기를 제조한 ZOLL사에서 생산하는 제품이어야 한다. ● 8세 이하인 환자에게 사용할 수 있어야 한다. ● 패드 부착이 간편하여 응급상황에서 신속히 사용할 수 있어야 한다. ● 환자의 가슴에 패드 부착 시 접착력이 우수하여 떨어지지 않아야 한다. ● 패드에 부착 위치 표시가 되어 있어 부착 위치에 혼동이 없어야 한다. ● 식품의약품안전청의 허가를 받은 제품이어야 한다. ● 사용 유효기간이 최소 납품 일로부터 12개월 이상이어야 한다. ● 본 제품은 1회 사용 후 폐기하여야하며 재사용 시 문제가 발생할 수 있습니다. ● 본 제품은 규격란에 제시된 제세동기 이외에는 사용할 수 없습니다.

제품명칭	제세동패치
제품규격	Guardian HR-701
참고그림	
용 도	Guardian HR-701 제세동기용 패드
주요제원 및 성 능	● 전기충격 및 임피던스 신호 전달이 가능하여야 한다. ● 타입 : 접착식, 성인/소아 공용

제품명칭	호기말 이산화탄소(EtCO2) 측정 센서
제품규격	비강용
참고그림	
용도	환자의 호기말 이산화탄소농도를 측정할 수 있는 센서
주요제원 및 성능	● 심실 제세동기에 부착할 수 있는 모델이어야 한다. ● 비강에 사용할 수 있어야 한다.

제품명칭	호기말이산화탄소(EtCO2) 센서
제품규격	ZOLL / 구강용
참고그림	
용 도	환자의 호기말 이산화탄소농도를 측정할 수 있는 센서
주요제원 및 성 능	● 심실제세동기 ZOLL에 부착할 수 있는 모델이어야 한다. ● 기도 삽관 튜브에 연결할 수 있는 구조여야 한다. ● 이산화탄소 측정범위 : 0~99mmHg ● 허용오차 : ± 1mmHg

제품명칭	심전도 전극
제품규격	kendal/성인용
참고그림	
용 도	심전도 기기에 연결하여 심장의 전기활동을 측정하기 위한 제품
주요제원 및 성 능	● 일회용 제품 ● 심전도 기기에 연결하여 심장의 전기활동을 측정하기 위한 제품이어야 한다. ● 1팩 50개입

제품명칭	심전도 전극
제품규격	3M / 성인용
참고그림	
용 도	심전도 기기에 연결하여 심장의 전기활동을 측정하기 위한 제품
주요제원 및 성 능	● 일회용 제품 ● 심전도 기기에 연결하여 심장의 전기활동을 측정하기 위한 제품이어야 한다. ● 외경 크기 : 약 42mm ● 전극 크기 : 약 11X11mm ● 1팩 50개입

제품명칭	심전도 전극
제품규격	소아
참고그림	
용도	심전도기기에 연결하여 심장의 전기활동을 측정하기 위한 제품
주요제원 및 성능	● 일회용 제품 ● 심전도기기에 연결하여 심장의 전기활동을 측정하기 위한 제품이어야 한다. ● 1팩 50개입


제품명칭	건전지
제품규격	AA
참고그림	
용도	구조 구급 활동 과정에서 사용하는 기초 장비에 사용하는 건전지
주요제원 및 성능	● 전압 : 1.5V ● 크기 : (AA) 14.5 X 50.5mm ● 중량 : 24g


제품명칭	건전지
제품규격	AAA
참고그림	
용도	구조 구급 활동 과정에서 사용하는 기초 장비에 사용하는 건전지
주요제원 및 성능	● 전압 : 1.5V ● 크기 : (AAA) 10.5 X 44.5mm ● 중량 : 12g

제품명칭	건전지
제품규격	C형
참고그림	 * 참고용 사진입니다 *
용 도	구급장비에 사용할 수 있는 건전지
주요제원 및 성 능	● C형 ● 2개 1조

제품명칭	건전지
제품규격	CR2032
참고그림	
용 도	구급장비에 사용할 수 있는 건전지
주요제원 및 성 능	● 귀체온계, 혈당측정기에 사용할 수 있어야 한다. (일부기종은 제외) ● 포장 : 1입 개별포장 ● 전압 : 3V

제품명칭	검정비닐
제품규격	100매 / 1PACK
참고그림	
용도	가검물이나 의료폐기물을 보이지 않게 보관 처리하기 위한 제품
주요제원 및 성능	● 재질 : HDPE ● 용도 외 사용을 금함 ● 사이즈 : 약 28*44 cm ● 규격 : 100매 1PACK

제품명칭	일회용 산소포화도 센서
제품규격	masimo / 성인
참고그림	
용 도	일반적인 인체신호를 감지하거나 인체에 자극을 주기 위한 기구
주요제원 및 성 능	● 산소포화도 측정기에 사용할 수 있어야 한다.

제품명칭	산소포화도 일회용 센서
제품규격	masimo / 소아
참고그림	
용도	일반적인 인체신호를 감지하거나 인체에 자극을 주기 위한 기구
주요제원 및 성능	● 산소포화도 측정기에 사용할 수 있어야 한다. ● 메디아나, 후쿠다 제품과 호환가능하여야 한다.

제품명칭	일회용 산소포화도 측정센서
제품규격	성인용
참고그림	
용도	일반적인 인체신호를 감지하기 위한 센서
주요제원 및 성능	● 제품에 사용이 가능한 센서여야 한다.

제품명칭	휴대용 석션통
제품규격	Laerdal
참고그림	 * 참고용 사진입니다 *
용 도	Laerdal 흡인기 전용 교체용 통
주요제원 및 성 능	● Laerdal 흡인기 전용 석션통이어야 한다.

제품명칭	붕대가위
제품규격	MES-BS
참고그림	
용 도	진료 및 환자 처치에 일반적으로 사용되는 붕대가위
주요제원 및 성 능	● 진료 및 환자 처치 시 사용할 수 있어야 한다. ● 붕대 등을 절단 시에 사용할 수 있어야 한다. ● 끝이 뭉툭하여 찔림의 위험이 적어야 한다. ● 재사용이 가능하여야 한다. ● 재질 : 스테인레스 ● 길이 : 14 cm

제품명칭	화상거즈
제품규격	10*10 / 20*20 / 30*30 / 3.5gel
참고그림	 * 참고용 사진입니다 *
용도	중증 화상 환자 발생 시 화상 부위에 직접 적용하는 제품으로, 하이드로겔이 화상 부위의 손상을 최소화 해주는 제품
주요제원 및 성능	● 환자의 고통을 경감시켜주고, 환자가 침착할 수 있어야 한다. ● 외부 유해환경으로부터 오염과 감염을 막아주어 화상 부위 감염을 최소화하여야 한다.

제품명칭	화상스프레이
제품규격	50g
참고그림	
용 도	화상 부위의 처치를 위한 액상 스프레이 제품
주요제원 및 성 능	● 냉각가스 소재 사용으로 빠른 응급처치 및 굴곡진 부위에 대한 냉각이 가능하여야 한다. ● 스프레이 타입으로 높은 편의성 제공은 물론, 사용 후 끈적임이 없는 시원한 느낌을 제공하여야 한다. ● 화상 부위 열기 제거 및 수분 공급이 가능하여야 한다.

제품명칭	바세린거즈
제품규격	10매입
참고그림	
용도	외상, 화상, 창상면의 살균소독, 피복, 화농성 피부질환
주요제원 및 성능	● 제품특징 - 가벼운 화상에 사용 - 백색바셀린(피부보호 및 보습성분) 함유 - 세균에 의한 2차 감염방지 ● 용법/용량 : 환부의 크기에 따라 적당히 절단하여 1일 1 - 2회 환부에 부착한다. ● 성분/함량 1매(2.9g) 중 : 백색바세린 2.15g ● 효능/효과 : 경미한 화상 및 상처 ● 포장단위 : 3매입(10cm x 10cm)

제품명칭	듀오덤
제품규격	Extra thin / 10x10 / 10매입
참고그림	 * 참고용 사진입니다 *
용 도	국소하이드로겔창상피복제
주요제원 및 성 능	● 건조하거나 소량의 삼출물이 있는 표재상 상처의 보호 및 오염 방지 ● 구성 : 10매입

제품명칭	밴드 키즈용
제품규격	혼합형
참고그림	
용 도	상처부위의 보호
주요제원 및 성 능	● 규격 : 16매입

제품명칭	주들것시트
제품규격	일회용
참고그림	 * 참고용 사진입니다 *
용 도	환자 수송용 구급차 들것에 사용하는 일회용 위생시트
주요제원 및 성 능	● 질감과 촉감이 부드러우며, 벤더처리로 신속하게 고정이 가능하여야 한다. ● 우수한 밀착성으로 밀림방지가 되며, 통기성 원단 사용으로 위생적인 흡수가 가능하여야 한다. ● 일회용 제품으로 재사용하지 않아야 한다. ● 재질 : 부직포 ● 색상 : 화이트

제품명칭	주 들 것 시 트
제품규격	20입
참고그림	 *참고용 사진입니다*
용 도	환자 수송용 구급차 들것의 일회용 위생시트
주요제원 및 성 능	● 시트의 한쪽 면은 방수력이 뛰어나 주들것 매트리스로 스며들지 않아야 하며, 한쪽 면은 흡수성이 뛰어나 혈액 등의 이물질의 흡수력이 뛰어나야 한다. ● 시트는 쉽게 찢어지지 않는 재질이어야 한다. ● 일회용 제품으로 재사용하지 않아야 한다. ● 구성품 : 20EA / 1BOX

제품명칭	분만팩
제품규격	OB bag
참고그림	
용 도	응급상황에서 분만 처리 시 기본적으로 사용할 수 있는 수술포
주요제원 및 성 능	● 응급상황에서 발생하는 산모의 출산에 대비하여 기본적으로 갖추어야 할 품목들이 내장되어 상황에 즉각적으로 대처할 수 있어야 한다. ● 개별 포장되어 있어야 하며 개별 허가를 득한 제품이어야 한다.

제품명칭	적출물 보관 비닐
제품규격	아이슬레이션 백
참고그림	
용도	인체 장기, 적출물을 보관할 때 쓰는 비닐
주요제원 및 성능	● 인체의 장기 및 적출물을 보관할 때 사용하여야 한다. ● 분만 시 태반을 적출할 수 있는 백이어야 한다. ● 분만 후 태아의 적출물 등과 같은 인체 조직이나 인체에 감염 등 위해를 줄 우려가 있는 폐기물을 담을 수 있어야 한다.

제품명칭	태줄클립
제품규격	50입
참고그림	
용도	응급상황에서 분만 처리 시 기본적으로 사용할 수 있는 장비
주요제원 및 성능	● 응급 상황에서 발생하는 산모의 출산에 대비하여 기본적으로 갖추어야 할 품목들이 내장되어 상황에 즉각적으로 대처할 수 있어야 한다. ● 개별 포장되어 있어야 하며 개별 허가를 득한 제품이어야 한다. ● 멸균 제품이어야 한다.

제품명칭	멸균거즈
제품규격	4"/8겹/5매/20포
참고그림	
용도	구조 구급 활동 과정에서 사용하는 멸균 소독거즈
주요제원 및 성능	● 외상 치료용 ● 상처나 환부 드레싱용 ● 개봉 후 즉시 사용해야 한다. ● 일회용으로 사용해야 한다. ● 포장단위 : 1포(5매) X 20포 ● 규격 : 4"/8겹/5매/20포

제품명칭	멸균 수술용장갑
제품규격	7.5
참고그림	
용 도	환자 외상의 감염방지를 위해 착용하는 멸균장갑
주요제원 및 성 능	● 라텍스로 이루어진 멸균 장갑이어야 한다. ● 수술용으로 사용할 수 있어야 한다. ● 사이즈 - 7.5 ● 50조 1박스

제품명칭	수술용 칼
제품규격	스카펠
참고그림	
용 도	수술 시 사용하는 일회용 메스
주요제원 및 성 능	● 의료 처치 시 사용가능한 제품이어야 한다.

제품명칭	고무형 흡인기
제품규격	이경구 스포이드
참고그림	
용 도	수동식 의료용 흡인기
주요제원 및 성 능	● 혈액, 체액 등을 흡입하는데 사용할 수 있어야 한다.

제품명칭	태가위
제품모델	직선
참고그림	
용 도	인체 조직의 절단 등에 사용하는 진료용 가위
주요제원 및 성 능	● 재질 : 스테인레스 ● 직선형이어야 한다. ● 산부인과 탯줄을 자르거나 그 외 용도로 사용되어야 한다.

제품명칭	캘리
제품규격	14cm / 곡선
참고그림	
용 도	환자 치료에 사용되는 의료기구
주요제원 및 성 능	● 재질 : 스텐레스 ● 규격 : 14cm

제품명칭	캘리
제품규격	14cm / 직선
참고그림	
용 도	환자 치료에 사용되는 의료기구
주요제원 및 성 능	● 재질 : 스텐레스 ● 규격 : 14cm

제품명칭	산모용패드
제품규격	5p
참고그림	
용 도	환자 간병 시, 생리 시기 수면 시, 기저귀 교체 시 사용
주요제원 및 성 능	● 신생아의 방수요 대신 사용할 수 있어야 한다. ● 기타 다양한 용도로 사용할 수 있어야 한다.

제품명칭	태아보온시트 (속싸개)
제품규격	멸균
참고그림	
용도	태아의 체온을 보온하는 시트
주요제원 및 성능	● 태아의 체온을 보온할 수 있어야 한다. ● 멸균 포장처리 되어 있어야 한다. ● 재질 : 면

제품명칭	구토용백
제품규격	지퍼팩
참고그림	
용도	가검물이나 의료폐기물을 보이지 않게 보관 처리하기 위한 제품
주요제원 및 성능	● 용도 외 사용을 금함 ● 규격 : 35 X 30 / 30 X 25 cm / 25 X 20 cm ● 구성 : 각 100매

제품명칭	구토용백
제품규격	깔대기형
참고그림	
용 도	가검물이나 의료폐기물을 보이지 않게 보관 처리하기 위한 제품
주요제원 및 성 능	● 용도 외 사용을 금함 ● 규격 : 20매

제품명칭	와이프올
제품규격	대형 / 300매
참고그림	
용도	물이나 기름을 흡수하거나 닦아내기 위해 사용하는 산업용 와이퍼
주요제원 및 성능	● 물과 기름에 대한 흡수, 흡유력이 탁월하여 고강도 작업에 적합하여야 한다. ● 거친 표면, 솔벤트, 화학물질 제거에 적합해야 한다. ● 강도가 강하여 물에 간단히 행구어 재사용할 수 있어야 한다. ● 하이드로니트 공법을 사용하여 촉감이 부드럽고 흡수력이 빠르며, 내구성이 뛰어나고 강도가 높아야 한다. ● 규격 : 300매

제품명칭	라텍스장갑
제품규격	100매
참고그림	
용 도	감염과 오염을 줄이기 위한 장갑
주요제원 및 성 능	● 쉽게 찢어지거나 구멍이 나있으면 안 된다. ● 100매 / 1박스 ● 사이즈 : L

제품명칭	니트릴글러브
제품규격	100매
참고그림	
용 도	구조구급 활동 과정에서 사용하는 장갑
주요제원 및 성 능	● 재질 : 니트릴 ● 용도 외 사용을 금함(비멸균 제품임) ● 100매 1박스 ● 사이즈 : XS, S, M, L

제품명칭	폴리글러브
제품규격	200매
참고그림	
용 도	구조구급 활동 과정에서 사용하는 장갑
주요제원 및 성 능	● 비멸균 포장상태로 보관되어 있어야 한다. ● 200매 1박스로 구성되어야한다.

제품명칭	소독티슈
제품규격	클리넬 200매
참고그림	
용도	응급상황에서 사용할 수 있는 소독티슈
주요제원 및 성능	● 손의 표면과 장비 및 기구를 동시에 살균 세척할 수 있어야 한다. ● 향균성이 있는 고유한 포물러로 특허를 받은 제품이어야 한다. ● 최소 99.999%의 세균을 제거하는 가장 효과적인 살균 제품이어야 한다. ● 72시간 지속효과가 있어야 한다. ● 10초 내 MRSA killing 효과가 있어야 한다. ● EN1276, EN1275, EN1500 기준을 따른 제품이어야 한다.

제품명칭	손세정제
제품규격	데톨
참고그림	
용 도	청결한 손을 위한 항균 손 소독제
주요제원 및 성 능	● 물로 씻어낼 필요가 없어야 한다. ● 물과 비누없이 간편하게 세균을 99.99% 제거해야 한다. ● 사용한 후에 끈적이지 않고 상쾌한 느낌만 남아야 한다. ● 피부테스트를 완료하여 피부에 순하게 작용해야 한다. ● 성분: 96% 에탄올

제품명칭	손 소독제
제품규격	500ml
참고그림	
용 도	에틸 알콜이 함유된 젤 타입의 손 소독제
주요제원 및 성 능	● 간편하게 손 소독이 완료되어야 한다. ● 사용 후 끈적임이 없어야 한다. ● 에탄올 함량 : 62% ● 500 ml

제품명칭	손 소독제
제품규격	500ml
참고그림	
용 도	에틸 알콜이 함유된 젤 타입의 손 소독제
주요제원 및 성 능	● 간편하게 손 소독이 완료되어야 한다. ● 사용 후 끈적임이 없어야 한다. ● 500 ml

제품명칭	소독액
제품규격	메디락스
참고그림	
용 도	구급차 혹은 장비 소독시 사용할 수 있는 소독액
주요제원 및 성 능	● 기구 등의 살균/소독을 할 수 있어야 한다. ● 살포 후 증발해 환경 및 인체에 영향을 미치지 않아야 한다. ● 규격 : 4L

제품명칭	핀셋
제품모델	14cm
참고그림	
용 도	환자 치료에 사용되는 의료기구
주요제원 및 성 능	● 환자 처치시에 사용하는 핀셋이어야 한다. ● 크기 : 14cm

제품명칭	일회용 산소가습기
제품규격	아쿠아팩
참고그림	
용도	습식 산소공급이 필요한 환자에게 유량계와 연결하여 산소마스크 및 비강캐놀라를 이용하여 필요한 만큼 산소를 공급하는 장비
주요제원 및 성능	● 산소 가습기는 환자가 숨을 더 편하게 쉬게 하고, 호흡기관의 건조함을 줄여줘야 한다. ● 기존의 재사용 산소가습기와 달리 1회용 Bottle로 되어 있어 증류수 모두 소진 후 새 제품으로 교환하여야 한다. ● 커넥터와 캡이 일체형으로 되어있어 결합 및 사용이 편리하여야 한다. (특허내용) ● 국내 최초로 식약처에서 인증된 멸균정제수를 사용하여 제품 내 독소 및 세균 발생이 없어야 한다. ● 물의 공급, 세척, 멸균 등 추가 관리가 필요 없어 관리 비용을 줄일 수 있어야 한다. ● 5μm필터를 사용하여 산소를 여과하여 곰팡이 및 병원성 구균 호흡기 침입을 방어하고 병원 내 교차감염을 예방할 수 있어야 한다. ● 소수성 필터를 사용하여 대한감염학회에서 호흡기환자에게 권장하는 습도범위를 충족하여야 한다. (감염학회 권장 습도 : RH 50-60%) ● 유량조절 범위 : 0~15L/min ● 유량 정확도 : $\pm 15\%$ ● 습윤도 : 52~56%

제품명칭	니트로글리세린
제품규격	0.6mg 설하정
참고그림	
용도	혈관을 확장시켜 심장에 산소의 공급을 증가시켜 줌으로써 협심증을 치료 및 예방
주요제원 및 성능	● 성분 : nitroglycerin 니트로글리세린 ● 금기 : 질산염제제 과민자, 두부외상 또는 뇌출혈, 중증 빈혈, 급성 심근경색 ● 급성 협심증 발작 시 1정을 설하나 구강 내에서 녹여서 복용, 필요 시 5분마다 반복 투여 가능하나 3정 복용 후에도 통증이 있으면 의사에게 알림 예방목적으로 발작을 야기할 수 있는 작업을 하기 5-10분 전에 미리 복용 가능해야 한다. ● 규격 : 0.6mg 설 하정 100T ● 제품 유효기간이 1년 이상 남아있어야 한다.

제품명칭	호흡기 치료제
제품규격	벤토린 에보할러
참고그림	
용 도	중증의 급성천식 통상요법으로 효과가 없는 만성 기관지경련의 처치
주요제원 및 성 능	● 주성분(100g 중) : 살부타몰황산염(EP) 160.67mg (살부타몰로서 133.89mg) ● 성상 : 흰색~회백색의 현탁액이 흡입량 조절밸브가 달린 내압 금속통에 든 정량 분무 흡입제 ● 효능, 효과 : 기관지천식, 만성기관지염, 폐기종의 기도폐쇄성 장애에 의한 호흡곤란 등 여러 증상을 완화 ● 저장방법 : 기밀용기, 30℃ 이하 차광 보관 ● 포장단위 : 100 micrograms X 200회 분무분

제품명칭	기관지확장제
제품규격	벤토린네불 2.5mg
참고그림	
용도	중증의 급성천식(천식지속상태의 치료), 통상요법으로 효과가 없는 만성기관지 경련의 처치
주요제원 및 성능	● 플라스틱 앰플에 든 무색~연한 노란색의 투명한 액제 ● 성분 : 황산살부타몰 3mg/2.5ml (살부타몰 2.5mg/2.5ml) ● 적절한 흡입기나 분무기를 사용하여 투여해야하며 복용 또는 주사해서는 안 된다. ● 흡입 치료 방법의 일환으로 보조적인 환기를 필요로 하는 환자에서 기관지 이완이 될 때까지 투여할 수 있다. 치료효과와 이상반응 사이에 넓은 안전역을 가지고 있으나 연속 투여와 관련하여 체내에 잔류할 가능성이 있으므로 적정량을 간헐 투여하는 것이 권장된다. ● 일시적인 저산소혈증이 나타날 수 있으므로 산소 보조요법을 고려해야 한다. ● 성인 : 살부타몰로서 5.0mg을 매 4~6시간 간격으로 필요 시 흡입투여하고 투여 후 잔류 용액은 버린다. 더 고용량의 투여가 필요한 경우 의사와 상의 후 결정한다. ● 4~12세의 소아 : 살부타몰로서 2.5mg을 매 4~6시간 간격으로 필요 시 흡입 투여하고 투여 후 잔류용액은 버린다. 더 고용량의 투여가 필요한 경우 의사와 상의 후 결정한다. ● 고령자 : 고령자에서의 이 약의 초기용량은 성인 권장 용량보다 낮아야 하고 만약 기관지 효과가 충분하지 않을 때는 단계적으로 용량을 증가시켜야 한다.

제품명칭	50%포도당 (수액용)
제품규격	100ml
참고그림	
용 도	탈수증 특히 수분 결핍 시 수분 보급, 주사제 용액 희석, 저혈당 시 에너지 보급
주요제원 및 성 능	● 효능·효과 - 고칼륨혈증, 순환허탈, 저혈당시의 에너지 보급 - 심질환(G,I,K요법) 그 외 수분, 에너지 보급 - 약물·독물 중독 ● 용법·용량 - 성인 : 1회 20~500ml 정맥주사 한다. - 잠적 정맥주사 속도는 포도당으로서 시간당 0.5g/kg 이하로 한다. - 주사제의 용해 희석에는 적당량을 사용한다. ● 저장방법 : 밀봉용기, 실온(1~30℃) 보관 ● 사용기간 : 제조일로부터 36개월 ● 성상 : 무색-미황색 투명의 단맛이 있는 액 ● 주성분/함량 : 100ml 중 포도당 50g ● 규격 : 100ml ● 구성 : 20개입 1박스

제품명칭	생리식염 주사액
제품규격	20ml
참고그림	 *참고용 사진입니다*
용 도	주사제의 용해 희석제
주요제원 및 성 능	● 성상 : 약간 짠맛이 있는 무색의 맑은 액 ● 주성분 함량 : 20ml 중 염화나트륨 180mg ● 효능·효과 : 수분 및 전해질 결핍 시의 보급(나트륨 결핍, 염소 결핍), 주사제의 용해 희석제 ● 용법·용량 : 염화나트륨으로서 보통 20~1000ml를 피하, 정맥, 점적 정맥주사 또는 직장에 주입할 수 있어야 한다. 투여량, 투여속도는 연령, 체중, 증상에 따라 적절히 증감한다. 주사제의 용해 희석에는 적정량을 사용한다. ● 저장방법 : 밀봉용기, 실온(1~30℃) 보관 ● 사용기간 : 제조일로부터 36개월 ● 단위 : 1박스 50입

제품명칭	생리식염수 (수액용)
제품규격	500ml x 20입
참고그림	
용도	수분 및 전해질 결핍시의 보급 (나트륨 결핍, 염소 결핍)
주요제원 및 성능	● 효능·효과 - 수분결핍 시 보급 - 전해질 결핍 시의 보급 - 주사제의 용해희석제 ● 용법·용량 : 보통 20~1000ml를 피하주사, 정맥주사, 점적 정주 또는 직장주입 ● 저장방법 : 밀봉용기 ● 사용기간 : 제조일로부터 36개월 ● 성상 : 약간 짠맛이 있는 무색 투명한 액 ● 주성분/함량 : 100ml 중 염화나트륨 0.9g ● 용량 : 500ml

제품명칭	생리식염수 (수액용)
제품규격	1000ml x 10입
참고그림	
용 도	수분 및 전해질 결핍시의 보급 (나트륨 결핍, 염소 결핍)
주요제원 및 성 능	● 효능·효과 - 수분결핍 시 보급 - 전해질 결핍 시의 보급 - 주사제의 용해희석제 ● 용법·용량 : 보통 20~1000ml를 피하주사, 정맥주사, 점적 정주 또는 직장주입 ● 저장방법 : 밀봉용기 ● 사용기간 : 제조일로부터 36개월 ● 성상 : 약간 짝맛이 있는 무색 투명한 액 ● 주성분/함량 : 100ml 중 염화나트륨 0.9g ● 용량 : 1000ml ● 구성 : 10개입 1박스

제품명칭	하트만액 (수액용)
제품규격	500ml
참고그림	 * 참고용 사진입니다 *
용 도	순환 혈액량 및 조직간액 감소 시 세포외액의 보급, 보정
주요제원 및 성 능	● 주성분 : 염화나트륨 3g/500ml, 염화칼륨 150mg/500ml, 염화칼슘 100mg/500ml, 락트산나트륨 1.55g/500ml ● 용량 : 500ml ● 구성 : 20pack

제품명칭	하트만액 (수액용)
제품규격	1000ml
참고그림	
용도	순환 혈액량 및 조직간액 감소 시 세포외액의 보급, 보정
주요제원 및 성능	● 용량 : 1000ml ● 구성 : 10pack

제품명칭	대한 관류용 멸균생리식염수
제품규격	1000ml
참고그림	
용 도	관주 및 세정용 생리식염수
주요제원 및 성 능	● 용법·용량 : 관류액으로 사용 시 의사의 지시에 따라 적량 사용하여야 한다. ● 주성분/함량 : 염화나트륨 0.9% ● 성상 : 무색의 맑은 액 ● 저장방법 : 밀봉용기, 실온(1~30℃) 보관 ● 사용기간 : 제조일로부터 36개월 ● 용량 : 1000ml ● 구성 : 10개입 1박스

제품명칭	멸균증류수
제품규격	1000ml
참고그림	
용도	체강, 조직, 상처, 요도, 카테터, 외과 배농관의 세척 시 관류
주요제원 및 성능	● 외과용 붕대, 기구, 실험실 표본의 세정, 행굼, 담금 ● 약품조제나 정맥 내 투여되지 않는 영양혼합제의 조제 시 희석 또는 용해제 ● 관류로 사용 시는 의사의 지시에 따라 적량 사용해야 한다. ● 세정, 행굼, 희석, 용해제로 적량 사용해야 한다. ● 규격 : 1000ml * 10개

제품명칭	트라마돌염산염주
제품규격	1ml X 50amp
참고그림	
용 도	중증 및 중등도의 급만성 동통(각종 암등), 진단 및 수술 후 동통에 사용
주요제원 및 성 능	● 주성분/함량 : 트라마돌염산염 50mg/1mL 아세트아미노펜 적량 ● 용법 - 이 약의 투여량은 환자의 통증 강도와 임상반응에 따라 조정되어야 한다. 일반적으로 통증을 해소할 수 있는 최소 용량을 투여한다. - 성인 염산트라마돌로서 1회 50-100mg을 정맥주사 근육주사한 후 필요에 따라 4-5시간마다 반복 주사한다. 1일 최고 400mg까지 투여할 수 있다. - 노인 임상적으로 간기능 장애 또는 신기능 장애가 확인되지 않은 75세 이하의 환자에는 용량 조원이 필요하지 않다. 75세를 초과하는 환자에서는 이 약의 배설이 지연될 수 있으므로 필요 시 투여간격을 조절한다. - 신기능 장애/투석 환자 또는 간기능 장애 환자 신기능 또는 간기능 장애 환자에서는 이 약의 배설이 지연될 수 있으므로, 이러한 환자에는 투여간격의 연장을 고려하여야 한다.

제품명칭	페니라민(항히스타민제)
제품규격	2ml X 100amp
참고그림	 * 참고용 사진입니다 *
용 도	두드러기, 고초열, 소양성 피부질환, 알러지성 비염, 혈관 운동성 비염등 치료
주요제원 및 성 능	● 용법 - 성인 1회 5-10mg씩 1일 1-2회 피하, 근육주사 또는 정맥주사 해야 한다. ● 적용상 주의 - 안내압상승 환자, 갑상선기능항진 환자, 순환기계 질환 환자, 간질 환자, 기관지염, 기관지확장증 및 천식 환자, 간질환 환자에게 사용 시 주의해야 한다.

제품명칭	에피네프린
제품규격	1ml x 50amp
참고그림	
용도	정맥주사 하여 환자의 혈압과 심박 수를 상승시키는 약물
주요제원 및 성능	● 용법 - 0.1% 주사액으로서 1회에 다음의 양을 사용해야 한다. - 피하 및 근육 : 에피네프린으로써 1회 0.2-1.0ml 투여해야 한다. - 정맥주사 : 심정지 등 긴급 시에는 이 약 0.25ml를 넘지 않는 범위 내에서 생리 식염 주사액 등에 희석하여 천천히 주사해야 한다. - 국소마취제와 병용 시 : 국소마취제 10ml에 이 약 1-2방울의 비율로 첨가하여 사용해야 한다. ● 적용상 주의 - 정맥 주사 시 혈압이 상승이 초래되지 않도록 신중하게 주사해야 한다. - 피하 주사 시 양을 한 번에 투여하는 것보다 소량씩 시간을 두고 주사해야 한다.

제품명칭	아미오다론
제품규격	3ml X 6amp
참고그림	
용도	심방성 부정맥, 심실성부정맥, 기타 다른 부정맥용제로 치료되지 않는 재발성중증부정맥, 신속한 반응이 요구되거나 경구투여가 불가능한 경우에 투여
주요제원 및 성능	● 성상 : 무색 투명한 앰플에 든 미황색의 투명한 액 ● 원료약품 분량(3ml) : 아미오다론 염산염 150mg ● 용법·용량 1) 포화요법 : 성인 아미오다론 염산염으로서 체중 kg당 5mg을 포도당 주사액 250ml에 희석하여 20분~2시간에 걸쳐 천천히 투여한다. 24시간 내 동일용량을 2~3회 반복하여 투여할 수 있다. 2) 유지요법 : 체중 kg당 10~20mg을 포도당 주사액 250ml에 희석하여 2~3일간 투여한다. (1일 평균 투여량은 600~800mg이며, 1일 최대 투여량은 1200mg이다.) 3) 정맥주사 개시 1일째, 경구요법 (1일 600mg)으로 치환시키며, 1일 800~1000mg까지 증량할 수 있다. 4) 포도당 주사액 500ml에 이 약 2앰플(300mg)이하의 농도로 혼합한 용액은 불안정하므로 사용하지 않으며 포도당 주사액 이외의 다른 약과 혼합하여 투여하지 않는다.

제품명칭	아세트아미노펜
제품규격	100ml*20병
참고그림	 * 예 시
용 도	통증이나 고열로 인하여 신속하게 정맥 투여할 필요가 있거나 다른 경로로 투여할 수 없는 경우의 중증도의 통증(특히 수술 후) 또는 발열의 단기간 치료
주요제원 및 성 능	● 용법 - 정맥으로 투여하며, 성인, 청소년, 체중 33kg(약 11세) 이상인 어린이에 한함 ● 적용상 주의 - 아세트아미노펜은 때로 간이식 및 사망을 초래하는 급성 간부전과 관련이 있으며, 대부분의 간손상은 다른 아세트아미노펜 제품과 함께 복용하여 일일 4,000 밀리그램을 초과하였을 때와 관련이 있으므로 사용 시 주의한다. 특히 간장애 환자는 반드시 의사와 상의한 후 복용하여야 한다. - 다음 환자에는 투여하지 말 것 1) 아세트아미노펜이나 염산 프로파세타몰 또는 이 약에 대해 과민증이 있는 환자 2) 중증의 간세포 부전이 있는 환자 - 다음 환자에는 신중히 투여할 것 1) 간세포 부전 2) 중증 신부전(크레아티닌 청소율$\leq$30ml/min) 3) 만성 알코올중독 4) 만성 영양실조(간 글루타치온의 낮은 보유량) 5) 탈수

제품명칭	에피네프린(젝스트) 성인용
제품규격	0.3mg / 2개입
참고그림	
용 도	알러지 반응(아나필락시스)의 응급처치, 곤충 침 또는 물림, 음식, 약물과 다른 항원 및 특발성 또는 운동 유도
주요제원 및 성 능	● 용법 - 근육주사로서 알러지 응급증상에 대한 성인 용량은 0.3밀리그램이다. - 체중 1kg당 0.01밀리그램의 투여가 추천된다. - 처방하는 의사가 주의 관찰하여 증량 또는 감량할 수 있어야 한다. ● 적용상 주의 - 심장병을 가진 환자들은 특히 주의해야 한다. - 심장병에 사용하는 디기탈리스, 수은 이뇨제, 퀴니딘과 함께 사용하지 않는다. - 다음의 경우 에피네프린 투여 후 부작용이 심하므로 주의해야 한다. ① 갑상선 기능 항진 환자 ② 심혈관계 질환을 가진 환자 ③ 고혈압 환자 ④ 당뇨병 환자 ⑤ 중장년층 ⑥ 임산부

제품명칭	에피네프린(젝스트) 소아용
제품규격	0.15mg / 2개입
참고그림	
용도	알러지 반응(아나필락시스)의 응급처치 곤충 침 또는 물림, 음식, 약물과 다른 항원 및 특발성 또는 운동 유도
주요제원 및 성능	● 용법 - 근육주사로서 알러지 응급증상에 대한 소아의 적정 투여량은 체중 의존적으로 0.15밀리그램 또는 0.30밀리그램이다. - 체중 1kg당 0.01밀리그램의 투여가 추천된다. - 체중 30kg 이하의 환자에게는 0.15밀리그램 용량이 제공된다. - 처방하는 의사가 주의 관찰하여 증량 또는 감량할 수 있어야 한다. ● 적용상 주의 - 심장병을 가진 환자들은 특히 주의해야 한다. - 심장병에 사용하는 디기탈리스, 수은 이뇨제, 퀴니딘과 함께 사용하지 않는다. - 다음의 경우 에피네프린 투여 후 부작용이 심하므로 주의해야 한다. ① 갑상선 기능 항진 환자 ② 심혈관계 질환을 가진 환자 ③ 고혈압 환자 ④ 당뇨병 환자 ⑤ 중장년층 ⑥ 임산부

제품명칭	포비돈 스틱스왑 (일회용)
제품규격	50입 1박스
참고그림	
용도	손, 피부 부위의 살균 소독
주요제원 및 성능	● 구분 : 일반 의약품 ● 성분 : 10% 포비돈 아이오다인, Saturated Swabstick ● 효능 : 손, 피부 부위의 살균 소독 ● 규격 : 50입 1박스 ● 제품 유효기간이 1년 이상 남아있어야 한다.

제품명칭	헥시딘스왑(스틱)
제품규격	50입 1박스
참고그림	
용도	손, 피부 부위의 살균 소독
주요제원 및 성능	● 구분 : 일반 의약품 ● 유효성분 : 에탄올, 클로르헥시딘글루콘산염 액 ● 효능 : 수술 전 환자의 피부 소독, 주사기 바늘 및 카테타 삽입 전 환자의 피부 소독 ● 규격 : 50입 1박스

제품명칭	에탄올
제품규격	250ml
참고그림	 *참고용 사진입니다*
용 도	상처 및 기구를 소독하는 액체
주요제원 및 성 능	● 재질 : 에탄올 83%가 포함된 액체를 담은 플라스틱 용기 ● 용도 외 사용을 금함 ● 규격 : 250ml ● 제품 유효기간이 1년 이상 남아있어야 한다.

제품명칭	에탄올
제품규격	1000ml
참고그림	
용 도	상처 및 기구를 소독하는 액체
주요제원 및 성 능	● 재질 : 에탄올 83%가 포함된 액체를 담은 플라스틱 용기 ● 용도 외 사용을 금함 ● 규격 : 1000ml

제품명칭	부루펜정
제품규격	200mg
참고그림	 * 참고용 사진입니다 *
용 도	비스테로이드성 해열, 진통, 소염제
주요제원 및 성 능	● 용법 : 1일 3~4회

제품명칭	타이레놀
제품규격	10정
참고그림	
용도	두통, 관절통, 근육통, 허리통증 시 사용하는 진통제
주요제원 및 성능	● 용법 - 아세트아미노펜으로서 1회 0.3~1.0g 1일 3~4회 경구 투여한다. ● 적용상 주의 - 과민증상을 예측하기 위해 충분한 상담을 받아야 한다. - 만성질환에 사용하는 경우에는 다음사항을 고려한다. - 소아 및 고령자는 최소 필요량을 복용하고 이상반응에 유의한다. - 다른 소염(항염)진통제와 함께 복용하는 것은 피한다.

제품명칭	버물리에스
제품규격	50ml
참고그림	
용 도	가려운 곳에 바르는 상비약
주요제원 및 성 능	● 용법 - 1일 1~수회 환부(질환부위)에 적당량을 바른다. ● 효능/효과 - 습진, 피부염, 미란(긁무름), 땀띠, 옷 등에 의한 접촉 피부염, 가려움, 동상(언 상처), 벌레 물린 데, 두드러기 ● 성상 - 특이형 향이 있는 무색 액체

제품명칭	제놀쿨
제품규격	5매 / 녹십자
참고그림	 * 참고용 사진입니다 *
용 도	진통, 소염 - 뱀, 타박상, 근육통, 관절통, 요통, 어깨 결림, 신경통, 류마티스 통증
주요제원 및 성 능	● 성분 : 1매 (10×14㎢, 12그램) 중 살리실산글리콜 (식품의약품청고시) 240mg, 엘-멘톨 (약전) 80mg, 디엘-캄파 (약전) 80mg, 초산토코페롤 (약전) 48mg, 염산디펜히드라민 (약전) 16mg, 글리시레틴산 (식품의약품청고시) 8mg, 파라옥시안식향산메칠 (약전) 12mg, 파라옥시안식향산프로필 (약전) 6mg ● 1일 1~2회 환부에 붙여야 한다. ● 규격 : 5매/pkg

제품명칭	스프레이 파스
제품규격	200ml
참고그림	
용 도	통증완화용 보조치료제
주요제원 및 성 능	● 구분 : 의약외품 ● 무색 또는 미황색의 액체로 원액과 분사제를 내압용기에 충전한 에어로솔제이어야 한다. ● 뻐 곳, 멍든 곳, 타박상, 근육통 치료의 보조역할이 가능하여야 한다. ● 규격 : 200ml