


제품명칭	멸균거즈
제품규격	2"/8겹/5매/20포
참고그림	
용도	환자 치료에 사용되는 멸균 거즈
주요제원 및 성능	● 외상 치료용 ● 상처나 환부 드레싱용 ● 개봉 후 즉시 사용해야 한다. ● 일회용으로 사용해야 한다. ● 반드시 멸균된 핀셋 또는 멸균장갑으로 사용해야 한다. ● 포장단위 : 1포(5매) X 20포 ● 유효기간 : 제조일로부터 36개월 ● 규격 : 2"/8겹/5매/20포

제품명칭	멸균거즈
제품규격	4"/8겹/5매/20포
참고그림	
용도	구조 구급 활동 과정에서 사용하는 멸균 소독거즈
주요제원 및 성능	● 외상 치료용 ● 상처나 환부 드레싱용 ● 개봉 후 즉시 사용해야 한다. ● 일회용으로 사용해야 한다. ● 포장단위 : 1포(5매) X 20포 ● 규격 : 4"/8겹/5매/20포

제품명칭	멸균 외과용패드
제품규격	18cm x 18cm
참고그림	
용 도	구조 구급 활동 시 사용하는 외과용 거즈
주요제원 및 성 능	● 멸균된 제품의 거즈여야 한다. ● 규격 : 18cm x 18cm

제품명칭	탄력붕대
제품규격	2, 4, 6인치
참고그림	
용 도	구조 구급 활동 과정에서 사용하는 압박붕대
주요제원 및 성 능	● 멸균 제품 ● 사이즈 2", 4", 6" ● 100% 섬유만을 사용해야 한다. ● 탄력과 통풍성이 뛰어나야 한다. ● 관절 및 환부의 시술 후 활동성과 착용감이 우수해야 한다. ● 개별 포장되어 있어야 한다. ● 구성 : 12ROLL / 1BOX

제품명칭	코반 접착식붕대
제품규격	Coban 2인치, 4인치
참고그림	 *참고용 사진입니다*
용 도	핀이나 반창고 없이 고정되는 자체 접착식 탄력붕대
주요제원 및 성 능	● 가볍고 편안해야 한다. ● 환자에게 밀착성이 우수해야 한다. ● 일차 드레싱을 보호하고 우수한 통기성을 가져야 한다. ● 2인치, 4인치

제품명칭	Surginet
제품규격	5호, 6호
제품사진	 *참고용 사진입니다*
용 도	드레싱 위해 거즈를 고정시키기 위한 망
주요제원 및 성 능	● 어느 부위든 쉽게 감쌀 수 있어야 한다. ● 용도에 따라 쉽게 잘라서 사용할 수 있어야 한다. ● 탄력이 오래 유지되고 변형이 없어야 한다. ● 머리, 가슴, 어깨, 팔꿈치, 무릎 등에 사용할 수 있어야 한다. ● 환부에 거즈를 부착하고도 움직임이 편해야 한다. ● 환부에 통기성 증가 (화상 부위에 효과적) ● 순면소재로 제작되어 피부염, 피부 발진 등의 부작용을 방지하여야 한다. ● 상처 치료 시 사용자 본인이 편하게 사용 가능하여야 한다.

제품명칭	종이반창고
제품규격	1인치
참고그림	
용 도	의료용으로 사용되는 반창고
주요제원 및 성 능	● 저알러지성으로 피부자극이 없어서 한다. ● 피부 정상기능을 유지해야 한다. ● 피부에 자극이 없어야 한다. ● 타 제품에 비해 침연이 적어야 한다.

제품명칭	면실크반창고
제품규격	실크포어 / 1인치
참고그림	
용도	의료용으로 사용되는 반창고
주요제원 및 성능	● 규격 : 2.5cm × 9.1m, 12입 ● 부드러운 실크 점착제로 자극이 적으며 고강도 실크 느낌의 점착제여야 한다. ● 적절한 탄력성과 우수한 점착력으로, 굴곡이 있는 부위에도 밀착이 되어야 한다. ● 좌우 어느 방향이 손으로도 쉽게 절단이 가능하여 편리하게 사용할 수 있어야 한다. ● 박스포장되어 위생적으로 보관이 가능하여야 한다.

제품명칭	플라스틱 반창고
제품규격	트랜스포어 / 1인치
참고그림	
용도	의료용으로 사용되는 반창고
주요제원 및 성능	● 규격 : 2.5cm × 9.1m, 12입 ● 붕대, 거즈, 수액튜브, 카테터 등을 고정할 때 사용할 수 있어야 한다. ● 통기성 및 천공성이 우수하여 피부의 환기를 도와 연약한 피부에도 사용할 수 있어야 한다. ● 적절한 탄력성 및 점착력이 좋아서 굴곡이 있는 부위에 밀착이 되어야 한다.


제품명칭	고막체온계 필터
제품규격	20입
참고그림	
용도	브라운 귀속 체온계 비닐캡
주요제원 및 성능	● 브라운 체온계에 사용할 수 있는 비닐캡이어야 한다. ● 일회용 제품 ● 규격 : 20개입 1박스


제품명칭	덴탈마스크
제품규격	성인 / 50입
참고그림	
용 도	일회용 마스크
주요제원 및 성 능	● 3중 필터로 안전하게 사용할 수 있어야 한다. ● 50입 1박스


제품명칭	비강캐놀라
제품규격	성인용 / 소아용 / 영아용
참고그림	
용 도	산소가 필요한 환자에게 비강을 통해 산소를 공급해줄 수 있는 장비
주요제원 및 성 능	● 환자의 비강에 착용할 수 있는 형태로 되어 있어야 한다. ● 산소 유량조절장치와 연결할 수 있는 충분한 길이의 튜브가 연결되어 있어야 한다. ● 투명한 재질로 되어 있어야 한다. ● 재질 : soft PVC ● 일회용 제품

제품명칭	산소마스크(안면마스크)
제품모델	성인용 / 소아용
참고그림	
용 도	산소가 필요한 환자에게 산소를 원활하게 공급해줄 수 있는 일회용 산소마스크
주요제원 및 성 능	● 고정시킬 수 있는 머리 끈이 부착되어 있어야 한다. ● 투명하여 내부가 보일 수 있어야 한다. ● 일회용 제품 ● 구성 : 산소마스크 + 산소연결관

제품명칭	비재호흡마스크
제품모델	성인용 / 소아용
참고그림	
용 도	재호흡을 방지하여 환자에게 고농도(80-100%)의 산소를 공급하는 기구
주요제원 및 성 능	● 일회용 제품이어야 한다. ● 환자의 안면부에 착용할 수 있는 형태로 되어 있어야 한다. ● 안면부에 고정할 수 있는 고정밴드가 있어야 한다. ● 환자의 상태를 확인할 수 있도록 투명한 재질로 되어 있어야 한다. ● 산소저장용 백과 재호흡 방지 밸브가 있어야 한다. ● 산소 유량조절장치와 연결할 수 있는 충분한 길이의 튜브가 연결되어 있어야 한다. ● 구성 : 산소마스크+산소연결관(2m)+산소저장주머니+실리콘커프

제품명칭	구강기도유지기
제품규격	Airway
참고그림	 
용 도	응급상황에서 구강 내에 삽입하여 기도 개방을 도와주는 기구
주요제원 및 성 능	● 색깔로 구분하여 쉽게 사용할 수 있도록 되어 있어야 한다. ● 끝부분이 둥글게 처리되어 있어 삽입 시 구강점막에 손상을 주지 않아야 한다. ● 구성규격은 수요자의 요구에 의해 지정될 수 있다. ● 낱개로 구매가 가능하여야 한다. ● 구성 - 4cm, 5cm, 6cm, 7cm, 8cm, 9cm, 10cm,

제품명칭	기도삽관튜브
제품규격	스타일렛 포함
참고그림	
용도	환자의 기도 확보를 유지하기 위한 장비
주요제원 및 성능	● 튜브에는 호흡의 누수를 방지하는 Cuff가 있어야 한다. ● 각 Tube에는 길이를 판단할 수 있는 눈금이 있어야 한다. ● 튜브의 바깥쪽 끝은 수동식/자동식 인공 호흡기와 호환적으로 연결이 가능하여야 한다. ● 튜브는 투명한 재질이어야 한다. ● 사이즈 : 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5

제품명칭	기도삽관유도기
제품규격	Bougie
참고그림	 * 참고용 사진입니다 *
용 도	ET Tube의 삽관을 용이하게 하기 위한 일회용 기도 확보용 의료기기
주요제원 및 성 능	● Bougie는 가늘고 길며 유연한 원통형의 기구일 것 ● 후두경을 이용하여 ET Tube를 삽관할 때 기도의 후두 부위가 협착되는 것을 막고 협착 부위는 확장 시킬 목적으로 사용할 것 ● 삽입이 용이하고 기도 확보가 용이하여 사용에 편리할 것 ● 몸체 부분에 눈금이 표시되어 있어 정확한 길이의 삽입이 가능할 것

제품명칭	튜브홀더
제품규격	ET Tube Holder Adult
참고그림	 A blue and white medical device used for securing an endotracheal tube. It consists of a blue plastic frame with a white strap that loops around the neck. The device has a white, serrated, hook-like end designed to grip the endotracheal tube.
용도	환자에게 삽입된 튜브가 이동하지 못하도록 고정하는 고정 장비
주요제원 및 성능	● 삽관 튜브를 쉽게 고정할 수 있도록 나사형 고정 방식이어야 한다. ● 내부 쪽으로 돌기가 있어 환자의 치아 교합을 방지할 수 있도록 고안되어야 한다. ● 환자 고정끈은 환자의 두부에 고정 시 환자의 부담을 최소화 할 수 있도록 부드러운 천 재질로 되어 있어야 한다. ● 성인용과 소아용으로 구분되어 있어야 한다. ● 끈의 고정 방식은 벨크로 타입으로 고정과 탈착이 용이하여야 한다. ● 소독 밀봉 포장으로 한 명의 환자에게만 적용되도록 고안되어야 한다. ● 응급상황에 빠르게 대처할 수 있도록 간편하게 삽관 튜브를 고정할 수 있도록 고안된 장비여야 한다.

제품명칭	산소투여용 튜브 카테터
제품규격	ㄱ자 연결관
참고그림	 * 참고용 사진입니다 *
용 도	수동식인공호흡기와 마스크 커넥터
주요제원 및 성 능	● ㄱ자 형태로 마스크와 장비에 연결이 가능해야 한다.

제품명칭	석선틱
제품규격	
참고그림	
용 도	기관 내에 고인 이물질 제거 시 사용하는 물품
주요제원 및 성 능	● 재질 : PVC ● 부드럽게 삽입이 가능하여야 한다. ● 개별 멸균 포장돼 있어야 한다. ● 크기 : 8fr, 10fr, 12fr, 14fr, 16fr, 18fr

제품명칭	석선틱
제품규격	멸균포장
참고그림	
용도	기관 내에 고인 이물질 제거 시 사용하는 물품
주요제원 및 성능	● 재질 : 라텍스 ● 부드럽게 삽입이 가능하여야 한다.

제품명칭	석선틱
제품모델	일자형
참고그림	 * 참고용 사진입니다 *
용 도	석선틱용 카테타 등에 연결해서 사용하는 연결관
주요제원 및 성 능	● 일자형 연결관이어야 한다. ● 연결관 내경 : 5mm

제품명칭	아이겔 후두마스크
제품규격	I-gel
참고그림	
용도	응급상황 시 후두경을 사용하지 않고 신속히 기도확보를 유지하기 위해 사용하는 기구
주요제원 및 성능	● 후두경을 사용하지 않고 환자에게 불편한 자극 없이 기도확보가 가능하여야 한다. ● 사용이 간편하고 부드러운 일체형 디자인이어서 삽입과 위치 확보가 쉬워야 한다. ● 겔 형태로 되어 있어 외상 없이 삽관이 가능하여야 하며, 기관지벽 조직에 무자극성이어야 한다. ● 환자 체위에 상관없어, 회전시킬 필요가 없어야 한다. ● 통합형 바이트블록은 기도폐색(협착)의 가능성을 현저히 줄일 수 있어야 한다. ● 성문이 기도 아래로 접혀 기도를 폐색시킬 가능성이 없어야 한다. ● 마스크는 성인, 소아, 유아 등 크기에 따라 선택 사용할 수 있어야 한다. ● 1회용 의료기기 ● 사이즈 : Size 1.0, Size 1.5, Size 2.0, Size 2.5, Size 3.0, Size 4.0, Size 5.0

제품명칭	혈당측정스틱
제품규격	아큐체크 퍼포마
참고그림	
용도	포도당 탈수소효소방식을 사용하여 혈당량을 체크함
주요제원 및 성능	● 6개의 골드 전극을 사용하여 더욱 정확한 결과를 보장해야 한다. ● Y타입의 혈액 흡입구를 사용하여 혈액 점적이 더욱 쉬워졌으며, 필요한 혈액이 제대로 흡수되었는지 노란 창을 통해 확인할 수 있어야 한다. ● 적은 혈액량(0.6 μL)으로 정확한 검사가 가능하며, 혈액이 모자란 경우 추가 점적이 가능해야 한다. ● 검사지 개봉일과 상관없이 용기에 적혀있는 유효기간까지, 제조일로부터 최장 18개월까지 사용할 수 있어 경제적이어야 한다. ● 검사지가 크고 넓어 모든 연령층에서 다루기에 편리하며, 안정감 있는 소재를 사용하여 쉽게 구부러지지 않아 편안하게 사용할 수 있어야 한다. ● 포도당 탈수소효소방식을 사용하여 혈중산소농도에 상관없이 정확한 결과를 나타내야 한다. ● 아큐-체크 로고 및 검사지 삽입 방향이 검사지 상에 표기되어 있어서 검사지를 올바르게 꽂을 수 있도록 도와주어야 한다. ● 검사지 용기의 뚜껑을 밀어 올려 편리하게 여닫을 수 있어야 한다. ● 유효기간이 지난 검사지는 사용을 금해야 한다.

제품명칭	혈당측정스틱
제품규격	아큐체크 가이드
참고그림	 The image shows the packaging for the Accu-Chek Guide blood glucose test strips. The box is white with blue and yellow accents. It features the brand name 'ACCU-CHEK' in large, bold letters, followed by 'Guide' in a smaller font. Below this, it says '50 Test Strips / Jalur Ujian'. There is also a small illustration of a test strip and some text in multiple languages describing its use for blood glucose determination. The Roche logo is visible in the bottom right corner.
용도	포도당 탈수소효소방식을 사용하여 혈당량을 체크함
주요제원 및 성능	● 크고 넓은 사이즈로 사용하기 편해야 하며, 쉽게 구부러지지 않는 안정감 있는 소재여야 한다. ● 소량의 혈액(0.6ul)으로도 검사지 모서리 끝의 모든 부분에 혈액 점적이 되고, 5초 안에 측정이 가능하며, 노코딩 방식이어야 한다. ● SmartPack™ 용기는 검사지를 한 개씩 손 쉽게 꺼낼 수 있고, 검사지가 쏟아지지 않도록 설계되어 있어야 한다. ● 혈액샘플종류 : 모세혈, 정맥혈, 동맥혈, 신생아혈 ● 측정시간 : 5초 이하 ● 측정범위 : 10 ~ 600 mg/dl ● 헤마토크릿 범위 : 10 - 65%

제품명칭	자동 채혈침
제품규격	세이프티 란셋
참고그림	 
용 도	감염 위험이 적고 사용이 편리한 자동 채혈침
주요제원 및 성 능	● 바늘 보호캡이 있어 감염 위험이 적어야 한다. ● 일회용 제품이어야 한다. ● 제품의 사용 목적 이외의 사용을 금하여야 한다. ● 규격 : 100개입 / 1박스

제품명칭	알콜스왑
제품규격	100매
참고그림	
용도	에탄올이 흡착되어 있는 백색의 레이온 스테이플면
주요제원 및 성능	● 성상 : 에탄올을 흡착시켜 만든 부직포 ● 효능·효과 : 피부, 창상 부위의 소독, 의료용구의 소독 ● 저장방법 : 기밀용기, 실온보관 ● 수량 : 100매 날개포장

제품명칭	고무줄밴드
제품규격	1m
참고그림	
용 도	혈관압박용 지혈대
주요제원 및 성 능	● 혈관을 잡을 때 혈관 압박용으로 사용할 수 있어야 한다. ● 길이 : 1m

제품명칭	angio-needle(특수바늘)
제품규격	16, 18, 20, 22, 24G
참고그림	 * 참고용 사진입니다 *
용 도	약품을 인체에 직접 주입하기위해 사용하는 의료용구
주요제원 및 성 능	● 재질 : 멸균 처리된 플라스틱 ● 용도외 사용을 금함

제품명칭	수액세트
제품규격	무침
참고그림	
용 도	수액 투여 시 사용하는 수액세트
주요제원 및 성 능	● 재질 : PVC / Disposable ● 멸균처리가 되어 있어야 한다. ● 용도 외 사용을 금함 ● 규격 : 1PACK / 25EA

제품명칭	3way stopcock
제품규격	
참고그림	
용 도	혈관 접속용 장비
주요제원 및 성 능	● 혈액 투석이나 만성 질환자의 혈관에 접속하는 데에 사용하여야 한다. ● 멸균 소독된 제품이어야 한다. ● 용도 외 사용을 금하여야 한다. * 본 내용들은 사전 통보 없이 변경될 수도 있습니다.

제품명칭	수액연장선
제품규격	3way / 10cm
참고그림	
용 도	수액 연결줄
주요제원 및 성 능	● 멸균 소독된 제품이어야 한다. ● 용도 외 사용을 금하여야 한다.

제품명칭	주사기
제품규격	
참고그림	 *참고용 사진입니다*
용 도	일정량의 주사제를 체내에 투여하기 위하여 사용
주요제원 및 성 능	● 규격 : 10, 30ml ● 용도 외 사용을 금함

제품명칭	심실 제세동 패치
제품규격	ZOLL CPR stat padz / 성인
제품사진	
용도	심실세동 환자의 가슴에 부착하여 심실 제세동기와 연결해 제세동을 하는 장비
주요제원 및 성능	● 버튼이 있어 누르면 CPR 작동 표시가 되어야 한다. ● 흉부 압박에 대한 가이드 기능이 있어야 한다. ● 제세동기에 연결 시 제세동기 패드가 연결되어 있음이 Monitor에 표시되어야 한다. ● 제세동기를 제조한 ZOLL사 제품(순정품)이어야 한다. ● 패드 부착이 간편하여 응급상황에서 신속히 사용할 수 있어야 한다. ● 환자의 가슴에 패드 부착 시 접착력이 우수하여 떨어지지 않아야 한다. ● 패드와 케이블이 일체형으로 되어 있어야 한다. ● 패드에 부착 위치 표시가 되어 있어 부착 위치에 혼동이 없어야 한다. ● 패드가 밀봉되어 있어야 하며 밀봉된 겉면에는 유효기간이 표시되어 있어야 한다. ● 제세동기의 환자 케이블과 결속 시 단방향으로만 결속시킬 수 있어야 한다. ● 식품의약품안전청의 허가를 받은 제품이어야 한다. ● 사용 유효기간이 최소 납품일로부터 12개월 이상이어야 한다.

제품명칭	심실 제세동 패치
제품규격	ZOLL / 소아용
참고그림	
용 도	심실세동환자의 가슴에 부착하여 심실제세동기와 연결해 제세동을 하는 장비
주요제원 및 성 능	● ZOLL 제세동기에 연결하여 사용할 수 있어야 한다. ● 제세동기에 연결 시 제세동기가 패드가 연결되어 있음을 인지할 수 있어야 한다. ● 제세동기를 제조한 ZOLL사에서 생산하는 제품이어야 한다. ● 8세 이하인 환자에게 사용할 수 있어야 한다. ● 패드 부착이 간편하여 응급상황에서 신속히 사용할 수 있어야 한다. ● 환자의 가슴에 패드 부착 시 접착력이 우수하여 떨어지지 않아야 한다. ● 패드에 부착 위치 표시가 되어 있어 부착 위치에 혼동이 없어야 한다. ● 식품의약품안전청의 허가를 받은 제품이어야 한다. ● 사용 유효기간이 최소 납품 일로부터 12개월 이상이어야 한다. ● 본 제품은 1회 사용 후 폐기하여야하며 재사용 시 문제가 발생할 수 있습니다. ● 본 제품은 규격란에 제시된 제세동기 이외에는 사용할 수 없습니다.

제품명칭	제세동패치
제품규격	Guardian HR-701
참고그림	
용 도	Guardian HR-701 제세동기용 패드
주요제원 및 성 능	● 전기충격 및 임피던스 신호 전달이 가능하여야 한다. ● 타입 : 접착식, 성인/소아 공용

제품명칭	심전도 전극
제품규격	kendal/성인용
참고그림	
용 도	심전도 기기에 연결하여 심장의 전기활동을 측정하기 위한 제품
주요제원 및 성 능	● 일회용 제품 ● 심전도 기기에 연결하여 심장의 전기활동을 측정하기 위한 제품이어야 한다. ● 1팩 50개입

제품명칭	건전지
제품규격	AA
참고그림	
용도	구조 구급 활동 과정에서 사용하는 기초 장비에 사용하는 건전지
주요제원 및 성능	● 전압 : 1.5V ● 크기 : (AA) 14.5 X 50.5mm ● 중량 : 24g

제품명칭	건전지
제품규격	AAA
참고그림	
용도	구조 구급 활동 과정에서 사용하는 기초 장비에 사용하는 건전지
주요제원 및 성능	● 전압 : 1.5V ● 크기 : (AAA) 10.5 X 44.5mm ● 중량 : 12g

제품명칭	건전지
제품규격	CR2032
참고그림	
용 도	구급장비에 사용할 수 있는 건전지
주요제원 및 성 능	● 귀체온계, 혈당측정기에 사용할 수 있어야 한다. (일부기종은 제외) ● 포장 : 1입 개별포장 ● 전압 : 3V ● 배터리 사이즈 : 20mm X 2.5mm ● 배터리 용량 : 165mAh

제품명칭	검정비닐
제품규격	100매 / 1PACK
참고그림	
용도	가검물이나 의료폐기물을 보이지 않게 보관 처리하기 위한 제품
주요제원 및 성능	● 재질 : HDPE ● 용도 외 사용을 금함 ● 사이즈 : 약 28*44 cm ● 규격 : 100매 1PACK

제품명칭	산소포화도 일회용 센서
제품규격	usb type
참고그림	
용 도	일반적인 인체신호를 감지하거나 인체에 자극을 주기 위한 기구
주요제원 및 성 능	● 산소포화도 측정기에 사용할 수 있어야 한다.

제품명칭	석션호스
제품규격	1.4m
참고그림	 * 참고용 사진입니다 *
용 도	환자의 기도 내 발생한 이물질을 흡인하여 제거하는데 사용하는 소모 장비
주요제원 및 성 능	● 충전식 흡인기와 연결하여 사용할 수 있어야 한다. ● 길이 : 1.4m

제품명칭	구조사용 가위
제품모델	18cm
참고그림	 * 참고용 사진입니다 *
용 도	환자의 처치 시 사용되는 절단용 가위
주요제원 및 성 능	● 규격 : 18cm ● 가벼운 재질로 되어 있어야 한다.

제품명칭	스프레이 파스
제품규격	200ml
참고그림	 * 참고용 사진입니다 *
용 도	통증완화용 보조치료제
주요제원 및 성 능	● 구분 : 의약외품 ● 무색 또는 미황색의 액체로 원액과 분사제를 내압용기에 충전한 에어로솔제이어야 한다. ● 뻘 곳, 멍든 곳, 타박상, 근육통 치료의 보조역할이 가능하여야 한다. ● 규격 : 200ml

제품명칭	알루미늄 부목세트
제품규격	CR-06 (HAN-SPLINT)
참고그림	 * 참고용 사진입니다 *
용 도	환자의 신체 일부를 압박고정, 지지하기 위한 기구
주요제원 및 성 능	● 제품 안쪽과 바깥쪽에는 폴리에틸렌수지로 되어 있고, 내부에는 알루미늄이 들어있어 신체 부위의 특성에 따라 형태를 만들어 사용할 수 있어야 한다. ● 신체 부위에 맞는 제품이 없을 때는 큰 제품을 작게 잘라 사용할 수 있어야 한다. ● 여러 가지 크기로 구성되어 있어 다양한 부위에 적용할 수 있어야 한다. ● 4종에 1세트로 구성되어 있어야 한다. ● 크기 (가로 X 세로) - HAN-S01 : 1000 X 110mm (±10mm) - HAN-S02 : 470 X 110mm (±10mm) - HAN-S03 : 235 X 110mm (±10mm) - HAN-S04 : 95 X 45mm (±10mm) ● 의료기기 제조(수입) 품목신고(허가)를 받은 제품이어야 한다.

제품명칭	팔걸이
제품규격	성인용, 소아용
참고그림	 * 참고용 사진입니다 *
용 도	길이를 조절할 수 있는 깁스용 팔걸이
주요제원 및 성 능	● 재질 : 천 ● 용도 외 사용을 금함

제품명칭	조절식 경추보호대
제품규격	성인용, 소아용
참고그림	 * 참고용 사진입니다 *
용 도	목 부위(경추)에 발생한 골절 및 이완 등을 보호하기 위하여 사용하는 장비
주요제원 및 성 능	1. 제품은 성인용 또는 소아용으로 제품화되어 있어야 한다. 2. 양쪽의 버튼을 조절하여 풀림, 고정을 할 수 있는 장치가 되어 있어야 한다. 3. 사용방법 그림이 표시되어 있어야 한다. 4. 제품의 전면부가 개방되어 환자의 목 상태 관찰이 가능하여야 한다. 5. 일체형이며 고정용 벨크로 타입으로 결속 및 해체할 수 있는 구조여야 한다. 6. 산소튜브 사용 시 튜브를 고정하는 산소튜브 고정 홀이 있어야 한다. 7. 의료기기 제조(수입) 품목신고(허가)를 받은 제품이어야 한다.

제품명칭	화상거즈
제품규격	5*15 / 10*10 / 20*20 / 30*30 / 3.5gel
참고그림	 * 참고용 사진입니다 *
용도	중증 화상 환자 발생 시 화상 부위에 직접 적용하는 제품으로, 하이드로겔이 화상 부위의 손상을 최소화 해주는 제품
주요제원 및 성능	● 환자의 고통을 경감시켜주고, 환자가 침착할 수 있어야 한다. ● 외부 유해환경으로부터 오염과 감염을 막아주어 화상 부위 감염을 최소화하여야 한다.


제품명칭	주들것시트
제품규격	일회용
참고그림	 * 참고용 사진입니다 *
용 도	환자 수송용 구급차 들것에 사용하는 일회용 위생시트
주요제원 및 성 능	● 질감과 촉감이 부드러우며, 벤더처리로 신속하게 고정이 가능하여야 한다. ● 우수한 밀착성으로 밀림방지가 되며, 통기성 원단 사용으로 위생적인 흡수가 가능하여야 한다. ● 일회용 제품으로 재사용하지 않아야 한다. ● 재질 : 부직포 ● 색상 : 화이트

제품명칭	위생용 깔개 매트
제품규격	10매입
참고그림	
용 도	위생적으로 사용할 수 있는 매트
주요제원 및 성 능	● 10매입 ● 일회용으로 사용 가능해야 한다.

제품명칭	니트릴글러브
제품규격	100매
참고그림	
용 도	구조구급 활동 과정에서 사용하는 장갑
주요제원 및 성 능	● 재질 : 니트릴 ● 용도 외 사용을 금함(비밀군 제품임) ● 100매 1박스 ● 사이즈 : XS, S, M, L

제품명칭	폴리글러브
제품규격	200매
참고그림	
용 도	구조구급 활동 과정에서 사용하는 장갑
주요제원 및 성 능	● 비멸균 포장상태로 보관되어 있어야 한다. ● 200매 1박스로 구성되어야한다.

제품명칭	소독티슈
제품규격	클리넬 200매
참고그림	
용도	응급상황에서 사용할 수 있는 소독티슈
주요제원 및 성능	● 손의 표면과 장비 및 기구를 동시에 살균 세척할 수 있어야 한다. ● 향균성이 있는 고유한 포물러로 특허를 받은 제품이어야 한다. ● 최소 99.999%의 세균을 제거하는 가장 효과적인 살균 제품이어야 한다. ● 72시간 지속효과가 있어야 한다. ● 10초 내 MRSA killing 효과가 있어야 한다. ● EN1276, EN1275, EN1500 기준을 따른 제품이어야 한다.

제품명칭	일회용 산소가습기
제품규격	아쿠아팩
참고그림	
용도	습식 산소공급이 필요한 환자에게 유량계와 연결하여 산소마스크 및 비강캐놀라를 이용하여 필요한 만큼 산소를 공급하는 장비
주요제원 및 성능	● 산소 가습기는 환자가 숨을 더 편하게 쉬게 하고, 호흡기관의 건조함을 줄여줘야 한다. ● 기존의 재사용 산소가습기와 달리 1회용 Bottle로 되어 있어 증류수 모두 소진 후 새 제품으로 교환하여야 한다. ● 커넥터와 캡이 일체형으로 되어있어 결합 및 사용이 편리하여야 한다. (특허내용) ● 국내 최초로 식약처에서 인증된 멸균정제수를 사용하여 제품 내 독소 및 세균 발생이 없어야 한다. ● 물의 공급, 세척, 멸균 등 추가 관리가 필요 없어 관리 비용을 줄일 수 있어야 한다. ● 5μm필터를 사용하여 산소를 여과하여 곰팡이 및 병원성 구균 호흡기 침입을 방어하고 병원 내 교차감염을 예방할 수 있어야 한다. ● 소수성 필터를 사용하여 대한감염학회에서 호흡기환자에게 권장하는 습도범위를 충족하여야 한다. (감염학회 권장 습도 : RH 50-60%) ● 유량조절 범위 : 0~15L/min ● 유량 정확도 : $\pm 15\%$ ● 습윤도 : 52~56%

제품명칭	응급보온포
제품규격	일회용 / 은박
참고그림	
용 도	환자의 체온을 유지하는데 사용되는 은박 담요
주요제원 및 성 능	● 급격한 체온하락으로 인한 쇼크 방지 및 악천후로 인한 체온하락 방지가 가능하여야 한다. ● 조난 응급상황 발생 시 효과적으로 활용할 수 있어야 한다.

제품명칭	보온모포
제품규격	하늘색
참고그림	
용 도	환자의 체온을 유지하는데 사용되어지는 장비
주요제원 및 성 능	● 체온유지가 가능한 재질이어야 한다. ● 재질 : 폴리에스텔(폴라폴리스) 100%

제품명칭	환자분류 표
제품규격	100매
참고그림	
용 도	재난 발생 시 환자의 상태를 확인하여 정보나 처치내역을 기재함
주요제원 및 성 능	- 크기 : 가로 10.5 X 세로 19cm - 앞면 백색 부분 먹지 2장은 각 장이 동시에 기록될 수 있도록 제작될 것 - 먹지에도 환자의 중증도를 나타낼 수 있는 표가 있을 것 - 뒷면에는 이송 전과 이송 후로 분류하여 처치내역을 기록할 수 있는 부분이 있을 것 - 사망, 긴급, 응급, 비응급 색지는 각각 손으로 떼어낼 수 있도록 제작될 것

제품명칭	니트로글리세린
제품규격	0.6mg 설하정
참고그림	
용도	혈관을 확장시켜 심장에 산소의 공급을 증가시켜 줌으로써 협심증을 치료 및 예방
주요제원 및 성능	● 성분 : nitroglycerin 니트로글리세린 ● 금기 : 질산염제제 과민자, 두부외상 또는 뇌출혈, 중증 빈혈, 급성 심근경색 ● 급성 협심증 발작 시 1정을 설하나 구강 내에서 녹여서 복용, 필요 시 5분마다 반복 투여 가능하나 3정 복용 후에도 통증이 있으면 의사에게 알림 예방목적으로 발작을 야기할 수 있는 작업을 하기 5-10분 전에 미리 복용 가능해야 한다. ● 규격 : 0.6mg 설 하정 100T ● 제품 유효기간이 1년 이상 남아있어야 한다.

제품명칭	호흡기 치료제
제품규격	벤토린 에보할러
참고그림	
용도	중증의 급성천식 통상요법으로 효과가 없는 만성 기관지경련의 처치
주요제원 및 성능	● 주성분(100g 중) : 살부타몰황산염(EP) 160.67mg (살부타몰로서 133.89mg) ● 성상 : 흰색~회백색의 현탁액이 흡입량 조절밸브가 달린 내압 금속통에 든 정량 분무 흡입제 ● 효능, 효과 : 기관지천식, 만성기관지염, 폐기종의 기도폐쇄성 장애에 의한 호흡곤란 등 여러 증상을 완화 ● 저장방법 : 기밀용기, 30℃ 이하 차광 보관 ● 포장단위 : 100 micrograms X 200회 분무분

제품명칭	기관지확장제
제품규격	벤토린네불 2.5mg
참고그림	
용도	중증의 급성천식(천식지속상태의 치료), 통상요법으로 효과가 없는 만성기관지 경련의 처치
주요제원 및 성능	● 플라스틱 앰플에 든 무색~연한 노란색의 투명한 액제 ● 성분 : 황산살부타몰 3mg/2.5ml (살부타몰 2.5mg/2.5ml) ● 적절한 흡입기나 분무기를 사용하여 투여해야하며 복용 또는 주사해서는 안 된다. ● 흡입 치료 방법의 일환으로 보조적인 환기를 필요로 하는 환자에서 기관지 이완이 될 때까지 투여할 수 있다. 치료효과와 이상반응 사이에 넓은 안전역을 가지고 있으나 연속 투여와 관련하여 체내에 잔류할 가능성이 있으므로 적정량을 간헐 투여하는 것이 권장된다. ● 일시적인 저산소혈증이 나타날 수 있으므로 산소 보조요법을 고려해야 한다. ● 성인 : 살부타몰로서 5.0mg을 매 4~6시간 간격으로 필요 시 흡입투여하고 투여 후 잔류 용액은 버린다. 더 고용량의 투여가 필요한 경우 의사와 상의 후 결정한다. ● 4~12세의 소아 : 살부타몰로서 2.5mg을 매 4~6시간 간격으로 필요 시 흡입 투여하고 투여 후 잔류용액은 버린다. 더 고용량의 투여가 필요한 경우 의사와 상의 후 결정한다. ● 고령자 : 고령자에서의 이 약의 초기용량은 성인 권장 용량보다 낮아야 하고 만약 기관지 효과가 충분하지 않을 때는 단계적으로 용량을 증가시켜야 한다.

제품명칭	5%포도당 (수액용)
제품규격	500ml
참고그림	* 참고용 사진입니다 *
용 도	탈수증 특히 수분 결핍 시 수분 보급, 주사제 용액 희석, 저혈당 시 에너지 보급
주요제원 및 성 능	● 성인 : 1회 500ml 정맥주사 함 잠적 정맥주사 속도는 포도당으로써 시간당 0.5g/k 이하로 함 주사제의 용해 희석에는 적당량을 사용함 ● 저장성 탈수증 환자, 수분과다상태 환자, 고혈당 환자, 산증환자, 저칼륨혈증 환자, 고삼투압성 혼수 환자, 내당불내증 환자, 무뇨증, 간성혼수 환자, 본제 및 본제 포함 성분에 과민 환자, 두개내출혈, 진전성망 환자에게는 투여하지 않음 ● 칼륨결핍, 인산결핍, 마그네슘결핍 경향이 있는 환자, 저나트륨 혈증 환자, 요붕증, 신부전, 심부전, 패혈증 환자, 중증 또는 외상 환자, 심한 탈수 속상태 환자, 혈액희석 환자, 당뇨 환자, 만성 뇨독증 환자, 곡물 알러지 환자에게는 신중히 투여 결정 ● 규격 : 500ml x 20팩

제품명칭	5%포도당 (수액용)
제품규격	1000ml
참고그림	
용 도	탈수증 특히 수분 결핍 시 수분 보급, 주사제 용액 희석, 저혈당 시 에너지 보급
주요제원 및 성 능	● 성인 : 1회 1000ml 정맥주사 함 잠적 정맥주사 속도는 포도당으로서 시간당 0.5g/kg 이하로 함 주사제의 용해 희석에는 적당량을 사용함 ● 저장성 탈수증 환자, 수분과다상태 환자, 고혈당 환자, 산증환자, 저칼륨혈증 환자, 고삼투압성 혼수 환자, 내당불내증 환자, 무뇨증, 간성혼수 환자, 본제 및 본제 포함 성분에 과민 환자, 두개내출혈, 진전성망 환자에게는 투여하지 않음 ● 칼륨결핍, 인산결핍, 마그네슘결핍 경향이 있는 환자, 저나트륨 혈증 환자, 요붕증, 신부전, 심부전, 패혈증 환자, 중증 또는 외상 환자, 심한 탈수 속상태 환자, 혈액희석 환자, 당뇨 환자, 만성 뇨독증 환자, 곡물 알러지 환자에게는 신중히 투여 결정 ● 규격 : 1000ml x 10개

제품명칭	10%포도당 (수액용)
제품규격	500ml
참고그림	
용도	탈수증 특히 수분 결핍 시 수분 보급, 주사제 용액 희석, 저혈당 시 에너지 보급
주요제원 및 성능	● 성인 : 1회 500ml 정맥주사 함 잠적 정맥주사 속도는 포도당으로서 시간당 0.5g/k 이하로 함 주사제의 용해 희석에는 적당량을 사용함 ● 저장성 탈수증 환자, 수분과다상태 환자, 고혈당 환자, 산증환자, 저칼륨혈증 환자, 고삼투압성 혼수 환자, 내당불내증 환자, 무뇨증, 간성혼수 환자, 본제 및 본제 포함 성분에 과민 환자, 두개내출혈, 진전성망 환자에게는 투여하지 않음 ● 칼륨결핍, 인산결핍, 마그네슘결핍 경향이 있는 환자, 저나트륨 혈증 환자, 요붕증, 신부전, 심부전, 패혈증 환자, 중증 또는 외상 환자, 심한 탈수 속상태 환자, 혈액희석 환자, 당뇨 환자, 만성 뇨독증 환자, 곡물 알러지 환자에게는 신중히 투여 결정 ● 규격 : 500ml x 20개

제품명칭	10%포도당 (수액용)
제품규격	1000ml
참고그림	
용도	탈수증 특히 수분 결핍 시 수분 보급, 주사제 용액 희석, 저혈당 시 에너지 보급
주요제원 및 성능	● 성인 : 1회 500ml 정맥주사 함 잠적 정맥주사 속도는 포도당으로서 시간당 0.5g/k 이하로 함 주사제의 용해 희석에는 적당량을 사용함 ● 저장성 탈수증 환자, 수분과다상태 환자, 고혈당 환자, 산증환자, 저칼륨혈증 환자, 고삼투압성 혼수 환자, 내당불내증 환자, 무뇨증, 간성혼수 환자, 본제 및 본제 포함 성분에 과민 환자, 두개내출혈, 진전성망 환자에게는 투여하지 않음 ● 칼륨결핍, 인산결핍, 마그네슘결핍 경향이 있는 환자, 저나트륨 혈증 환자, 요붕증, 신부전, 심부전, 패혈증 환자, 중증 또는 외상 환자, 심한 탈수 속상태 환자, 혈액희석 환자, 당뇨 환자, 만성 뇨독증 환자, 곡물 알러지 환자에게는 신중히 투여 결정 ● 규격 : 1000ml x 10팩

제품명칭	50%포도당 (수액용)
제품규격	100ml
참고그림	
용 도	탈수증 특히 수분 결핍 시 수분 보급, 주사제 용액 희석, 저혈당 시 에너지 보급
주요제원 및 성 능	● 효능·효과 - 고칼륨혈증, 순환허탈, 저혈당시의 에너지 보급 - 심질환(G,I,K요법) 그 외 수분, 에너지 보급 - 약물·독물 중독 ● 용법·용량 - 성인 : 1회 20~500ml 정맥주사 한다. - 잠적 정맥주사 속도는 포도당으로서 시간당 0.5g/kg 이하로 한다. - 주사제의 용해 희석에는 적당량을 사용한다. ● 저장방법 : 밀봉용기, 실온(1~30℃) 보관 ● 사용기간 : 제조일로부터 36개월 ● 성상 : 무색·미황색 투명의 단맛이 있는 액 ● 주성분/함량 : 100ml 중 포도당 50g ● 규격 : 100ml ● 구성 : 20개입 1박스

제품명칭	생리식염 주사액
제품규격	20ml
참고그림	 *참고용 사진입니다*
용 도	주사제의 용해 희석제
주요제원 및 성 능	● 성상 : 약간 짠맛이 있는 무색의 맑은 액 ● 주성분 함량 : 20ml 중 염화나트륨 180mg ● 효능·효과 : 수분 및 전해질 결핍 시의 보급(나트륨 결핍, 염소 결핍), 주사제의 용해 희석제 ● 용법·용량 : 염화나트륨으로서 보통 20~1000ml를 피하, 정맥, 점적 정맥주사 또는 직장에 주입할 수 있어야 한다. 투여량, 투여속도는 연령, 체중, 증상에 따라 적절히 증감한다. 주사제의 용해 희석에는 적정량을 사용한다. ● 저장방법 : 밀봉용기, 실온(1~30℃) 보관 ● 사용기간 : 제조일로부터 36개월 ● 단위 : 1박스 50입

제품명칭	생리식염수 (수액용)
제품규격	500ml x 20입
참고그림	
용 도	수분 및 전해질 결핍시의 보급 (나트륨 결핍, 염소 결핍)
주요제원 및 성 능	● 효능·효과 - 수분결핍 시 보급 - 전해질 결핍 시의 보급 - 주사제의 용해희석제 ● 용법·용량 : 보통 20~1000ml를 피하주사, 정맥주사, 점적 정주 또는 직장주입 ● 저장방법 : 밀봉용기 ● 사용기간 : 제조일로부터 36개월 ● 성상 : 약간 짠맛이 있는 무색 투명한 액 ● 주성분/함량 : 100ml 중 염화나트륨 0.9g ● 용량 : 500ml

제품명칭	생리식염수 (수액용)
제품규격	1000ml x 10입
참고그림	
용도	수분 및 전해질 결핍시의 보급 (나트륨 결핍, 염소 결핍)
주요제원 및 성능	● 효능·효과 - 수분결핍 시 보급 - 전해질 결핍 시의 보급 - 주사제의 용해희석제 ● 용법·용량 : 보통 20~1000ml를 피하주사, 정맥주사, 점적 정주 또는 직장주입 ● 저장방법 : 밀봉용기 ● 사용기간 : 제조일로부터 36개월 ● 성상 : 약간 짠맛이 있는 무색 투명한 액 ● 주성분/함량 : 100ml 중 염화나트륨 0.9g ● 용량 : 1000ml ● 구성 : 10개입 1박스

제품명칭	하트만액 (수액용)
제품규격	500ml
참고그림	 * 참고용 사진입니다 *
용 도	순환 혈액량 및 조직간액 감소 시 세포외액의 보급, 보정
주요제원 및 성 능	● 주성분 : 염화나트륨 3g/500ml, 염화칼륨 150mg/500ml, 염화칼슘 100mg/500ml, 락트산나트륨 1.55g/500ml ● 용량 : 500ml ● 구성 : 20pack

제품명칭	하트만액 (수액용)
제품규격	1000ml
참고그림	
용도	순환 혈액량 및 조직간액 감소 시 세포외액의 보급, 보정
주요제원 및 성능	● 용량 : 1000ml ● 구성 : 10pack

제품명칭	대한 관류용 멸균생리식염수
제품규격	1000ml
참고그림	
용 도	관주 및 세정용 생리식염수
주요제원 및 성 능	● 용법·용량 : 관류액으로 사용 시 의사의 지시에 따라 적량 사용하여야 한다. ● 주성분/함량 : 염화나트륨 0.9% ● 성상 : 무색의 맑은 액 ● 저장방법 : 밀봉용기, 실온(1~30℃) 보관 ● 사용기간 : 제조일로부터 36개월 ● 용량 : 1000ml ● 구성 : 10개입 1박스

제품명칭	멸균증류수
제품규격	1000ml
참고그림	
용 도	체강, 조직, 상처, 요도, 카테터, 외과 배농관의 세척 시 관류
주요제원 및 성 능	● 외과용 붕대, 기구, 실험실 표본의 세정, 행굼, 담금 ● 약품조제나 정맥 내 투여되지 않는 영양혼합제의 조제 시 희석 또는 용해제 ● 관류로 사용 시는 의사의 지시에 따라 적량 사용해야 한다. ● 세정, 행굼, 희석, 용해제로 적량 사용해야 한다. ● 규격 : 1000ml * 10개

제품명칭	에피네프린
제품규격	1ml x 50amp
참고그림	
용도	정맥주사 하여 환자의 혈압과 심박 수를 상승시키는 약물
주요제원 및 성능	● 용법 - 0.1% 주사액으로서 1회에 다음의 양을 사용해야 한다. - 피하 및 근주 : 에피네프린으로써 1회 0.2-1.0ml 투여해야 한다. - 정맥주사 : 심정지 등 긴급 시에는 이 약 0.25ml를 넘지 않는 범위 내에서 생리 식염 주사액 등에 희석하여 천천히 주사해야 한다. - 국소마취제와 병용 시 : 국소마취제 10ml에 이 약 1-2방울의 비율로 첨가하여 사용해야 한다. ● 적용상 주의 - 정맥 주사 시 혈압이 상승이 초래되지 않도록 신중하게 주사해야 한다. - 피하 주사 시 양을 한 번에 투여하는 것보다 소량씩 시간을 두고 주사해야 한다.

제품명칭	에피네프린(젝스트) 성인용
제품규격	0.3mg / 2개입
참고그림	
용도	알러지 반응(아나필락시스)의 응급처치, 곤충 침 또는 물림, 음식, 약물과 다른 항원 및 특발성 또는 운동 유도
주요제원 및 성능	● 용법 - 근육주사로서 알러지 응급증상에 대한 성인 용량은 0.3밀리그램이다. - 체중 1kg당 0.01밀리그램의 투여가 추천된다. - 처방하는 의사가 주의 관찰하여 증량 또는 감량할 수 있어야 한다. ● 적용상 주의 - 심장병을 가진 환자들은 특히 주의해야 한다. - 심장병에 사용하는 디기탈리스, 수은 이뇨제, 퀴니딘과 함께 사용하지 않는다. - 다음의 경우 에피네프린 투여 후 부작용이 심하므로 주의해야 한다. ① 갑상선 기능 항진 환자 ② 심혈관계 질환을 가진 환자 ③ 고혈압 환자 ④ 당뇨병 환자 ⑤ 중장년층 ⑥ 임산부

제품명칭	에피네프린(젝스트) 소아용
제품규격	0.15mg / 2개입
참고그림	
용도	알러지 반응(아나필락시스)의 응급처치 곤충 침 또는 물림, 음식, 약물과 다른 항원 및 특발성 또는 운동 유도
주요제원 및 성능	● 용법 - 근육주사로서 알러지 응급증상에 대한 소아의 적정 투여량은 체중 의존적으로 0.15밀리그램 또는 0.30밀리그램이다. - 체중 1kg당 0.01밀리그램의 투여가 추천된다. - 체중 30kg 이하의 환자에게는 0.15밀리그램 용량이 제공된다. - 처방하는 의사가 주의 관찰하여 증량 또는 감량할 수 있어야 한다. ● 적용상 주의 - 심장병을 가진 환자들은 특히 주의해야 한다. - 심장병에 사용하는 디기탈리스, 수은 이뇨제, 퀴니딘과 함께 사용하지 않는다. - 다음의 경우 에피네프린 투여 후 부작용이 심하므로 주의해야 한다. ① 갑상선 기능 항진 환자 ② 심혈관계 질환을 가진 환자 ③ 고혈압 환자 ④ 당뇨병 환자 ⑤ 중장년층 ⑥ 임산부

제품명칭	포비돈 요오드액
제품규격	25ml
참고그림	
용도	손, 피부 부위의 살균 소독
주요제원 및 성능	● 성분 : 10% 포비돈 아이오다인 ● 포장을 개봉하여 환부를 살균작용이 가능해야 한다. ● 규격 : 25ml

제품명칭	포비돈 스틱스왑 (일회용)
제품규격	50입 1박스
참고그림	
용 도	손, 피부 부위의 살균 소독
주요제원 및 성 능	● 구분 : 일반 의약품 ● 성분 : 10% 포비돈 아이오다인, Saturated Swabstick ● 효능 : 손, 피부 부위의 살균 소독 ● 규격 : 50입 1박스 ● 제품 유효기간이 1년 이상 남아있어야 한다.

제품명칭	헥시딘스왑(스틱)
제품규격	50입 1박스
참고그림	
용도	손, 피부 부위의 살균 소독
주요제원 및 성능	● 구분 : 일반 의약품 ● 유효성분 : 에탄올, 클로르헥시딘글루콘산염 액 ● 효능 : 수술 전 환자의 피부 소독, 주사기 바늘 및 카테타 삽입 전 환자의 피부 소독 ● 규격 : 50입 1박스

제품명칭	과산화수소
제품규격	250ml
참고그림	
용 도	환부의 청소 및, 상처면의 소독에 사용되는 액체
주요제원 및 성 능	● 용량 : 250ml ● 용도 외 사용을 금함

제품명칭	마데카솔 (연고)
제품규격	10g
참고그림	
용 도	피부염, 감염된 상처 치료
주요제원 및 성 능	● 1일 1~2회 적당량을 환부에 바름 ● 주요성분 센텔라아시아티카정량추출물(Centella asiatica Extract) 10mg 초산히드로코르티손(Hydrocortisone acetate) 10mg 황산네오마이신(Neomycin Sulfate) 3.5mg 약효분류 : 상처치료제 (Cell Stimulants & Proliferants) ● 본제 과민증 및 기왕력자, 제2도 심재성 이상의 화상, 눈 또는 눈 주위, 유방부위에 상처가 있는 환자에게는 사용을 금지해야 한다. ● 규격 : 10g